

Перечень кодов вида от 29 мая 2026 года по результатам заседания межведомственной комиссии по формированию перечня видов медицинских изделий, подлежащих обращению в соответствии с Особенности обращения, включая, особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01 апреля 2022 г. № 552

№	Код вида	Наименование кода вида
1	100060	Kidd (Jk ^a &Jk ^b) множественные группы крови ИВД, набор, реакция агглютинации
2	100090	Свободный (несвязанный) простат-специфический антиген (fPSA) ИВД, набор, иммунофлуоресцентный анализ
3	100160	Аппарат для дермабразии
4	100360	Агар для метициллин-резистентного Staphylococcus aureus питательная среда ИВД, хромогенная
5	100390	Костная щелочная фосфатаза (костная ЩФ) ИВД, набор, радиоиммунный анализ (РИА)
6	100830	MLH1 антиген ИВД, антитела
7	100840	MSH6 антиген ИВД, антитела
8	101030	Jo-1 антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
9	101240	Ki67 антиген ИВД, антитела
10	101250	MSH2 антиген ИВД, антитела
11	101370	Игла для аспирации из тела, многоразового использования
12	101380	Игла для аспирации из тела, одноразового использования
13	101400	Аудиометр тональный, ручной
14	101610	Подсчет клеток крови ИВД, набор
15	101640	Подсчет клеток крови ИВД, реагент
16	101800	Наконечник ирригационный для корневых каналов
17	102050	CD16 клеточный маркер ИВД, антитела
18	102060	CD23 клеточный маркер ИВД, антитела
19	102070	CD41 клеточный маркер ИВД, антитела
20	102080	CD68 клеточный маркер ИВД, антитела
21	102170	CD19 клеточный маркер ИВД, антитела
22	102180	CD1a клеточный маркер ИВД, антитела
23	102190	CD25 клеточный маркер ИВД, антитела
24	102200	CD33 клеточный маркер ИВД, антитела

25	102300	CD13 клеточный маркер ИВД, антитела
26	102310	CD20 клеточный маркер ИВД, антитела
27	102330	CD34 клеточный маркер ИВД, антитела
28	102350	CD71 клеточный маркер ИВД, антитела
29	102440	CD14 клеточный маркер ИВД, антитела
30	102450	CD21 клеточный маркер ИВД, антитела
31	102590	CD10 клеточный маркер ИВД, антитела
32	102600	CD15 клеточный маркер ИВД, антитела
33	102610	CD22 клеточный маркер ИВД, антитела
34	102620	CD30 клеточный маркер ИВД, антитела
35	102630	CD38 клеточный маркер ИВД, антитела
36	102650	CD99 клеточный маркер ИВД, антитела
37	102680	CD23 клеточный маркер ИВД, набор, иммуногистохимическая реакция с ферментной меткой
38	102820	Клипса для кожи, одноразового использования
39	102880	Клипса для кожи, многоразового использования
40	103010	Свободный кортизол ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
41	103020	Линза контактная мягкая корригирующая, однодневная
42	103040	Линза контактная мягкая корригирующая, дневного ношения
43	103100	Чехол гигиенический для носимых на конечности изделий
44	103160	МРЗС нуклеиновые кислоты изолята культуры ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот
45	103280	Лезвие к устройству для разрезания гипсовой повязки
46	103360	Цитометр проточный ИВД, полуавтоматический
47	103560	Средство для очищения кожи
48	103860	CD31 маркер эндотелиальных клеток ИВД, антитела
49	103980	Свободный эстриол ИВД, калибратор
50	104070	Набор для биологического окрашивания ИВД
51	104090	Свободные жирные кислоты ИВД, калибратор
52	104110	Свободные жирные кислоты ИВД, реагент
53	104120	Стержень для удлинения эндопротеза бедренной кости
54	104130	Эндопротез femорального компонента коленного сустава пробный, многоразового использования
55	104200	Пикфлоуметр, ручной
56	104510	Набор для доставки костезамещающего материала
57	104730	Иммобилизатор коленного сустава

58	105150	CD45 общий лейкоцитарный антиген клеточный маркер ИВД, антитела
59	105190	Проволока лигатурная
60	105260	Холестерин липопротеинов очень низкой плотности ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ
61	105300	Холестерин липопротеинов очень низкой плотности ИВД, контрольный материал
62	105400	Маркер хирургический для кости
63	105470	Герметик для твердой мозговой оболочки
64	105530	Протез твердой мозговой оболочки биоматриксный
65	105540	Диссектор твердой мозговой оболочки
66	105670	Мельница костная ручная
67	105810	Проводник костного гвоздя, многоразового использования
68	105820	Импактор для костного гвоздя
69	105850	Канюля назальная для подачи кислорода, при искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением (CPAP)
70	105860	CD57 клеточный маркер естественных киллеров ИВД, антитела
71	105930	CD56 молекула адгезии нервных клеток-1 ИВД, антитела
72	106460	Ортез для коленного сустава
73	106470	Ортез для кисти руки
74	106660	CD61 тромбоцитарный гликопротеин IIIa маркер ИВД, антитела
75	106940	Протез носа внешний
76	107000	Белок РТЕН ИВД, антитела
77	107030	Тренажер для спины тяговый
78	107060	Экран для защиты лица от излучения
79	107080	Распатор костный
80	107240	Рама для восстановления функции ходьбы, электрическая
81	107660	Анализатор масс-спектрометрический ИВД, автоматический
82	107670	Анализатор масс-спектрометрический ИВД
83	107690	Коннектор Y-образный с двумя адаптерами
84	107800	Степлер/скоба для кожи, нерассасывающаяся
85	107820	Окрашивание по Граму ИВД, набор
86	107840	Стерилизатор паровой для агара
87	107900	Веноэкстрактор, одноразового использования
88	108310	Аппарат для термической дезинфекции кости
89	108490	MUM1 фактор транскрипции ИВД, антитела

90	108660	Свободный трийодтиронин ИВД, набор, радиоиммунный анализ (РИА)
91	108720	Подогреватель пробирок
92	108870	Мутация V600 в гене BRAF ИВД, реагент
93	108960	Клапан положительного давления в конце выдоха, одноразового использования
94	109360	Воск костный, натуральный
95	109710	Маска лицевая аппарата искусственной вентиляции легких СРАР/ВРАР, одноразового использования
96	109720	Маска лицевая аппарата искусственной вентиляции легких СРАР/ВРАР, многоразового использования
97	109770	Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматических/полуавтоматических систем
98	109780	Моющий/чистящий раствор ИВД, для ручного оборудования
99	109800	Шина для кисти/пальца руки, одноразового использования
100	109810	Шина для кисти/пальца руки, многоразового использования
101	109880	ВИЧ 1/Вирус гепатита С/Вирус гепатита В нуклеиновые кислоты ИВД, контрольный материал
102	109980	ВИЧ1/ВИЧ2 антитела ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
103	110220	Инструмент для проведения проволоки/лигатуры, многоразового использования
104	110260	Фильтр сменный для тепло/влагообменника
105	110310	Пила для гипса/гипсовой повязки
106	110320	Окраска по Перлсу ИВД, набор
107	110490	D2-40 антиген ИВД, антитела
108	110680	Белок Vcl-10 ИВД, антитела
109	110730	Сох-2 ИВД, антитела
110	110790	Онкобелок Vcl-2 ИВД, антитела
111	110850	Белок PMS-2 ИВД, антитела
112	110980	Бета-2-микроглобулин ИВД, реагент
113	111050	Бета-2-микроглобулин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
114	111160	CD235a эритроцитарный маркер гликофорин А ИВД, антитела
115	111260	Белок Vcl-6 ИВД, антитела
116	111310	CD117 (c-kit) клеточный маркер ИВД, антитела
117	111330	CD138 клеточный маркер ИВД, антитела

118	111400	HLA-A антигены типирование тканей по нуклеиновой кислоте ИВД, набор, анализ на биочипах
119	111480	Канюля аортальная
120	111580	CD79a клеточный маркер ИВД, антитела
121	112700	Каппа/лямбда легкие цепи иммуноглобулинов ИВД, реагент
122	112740	Каппа/лямбда легкие цепи иммуноглобулинов ИВД, набор, иммуногистохимическая реакция с ферментной меткой
123	112750	Каппа/лямбда легкие цепи иммуноглобулинов ИВД, антитела
124	112880	Альфа-1-антитрипсин (ингибитор протеазы) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ
125	112990	Альфа-1-антитрипсин (ингибитор протеазы) ИВД, реагент
126	113030	Альфа-1-кислый гликопротеин (орозомукоид) ИВД, реагент
127	113130	Альфа-1-микроглобулин ИВД, контрольный материал
128	113600	Комплект для инвазивного измерения интраабдоминального давления, механический
129	113650	Насос для внутриаортального баллона
130	113660	Фильтр внутриаортальный
131	113670	Катетер баллонный внутриаортальный
132	113700	Каннабиноиды/метаболиты каннабиноидов ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
133	113710	Каннабиноиды/метаболиты каннабиноидов ИВД, калибратор
134	113740	Каннабиноиды/метаболиты каннабиноидов ИВД, реагент
135	113810	Концентратор кислорода мобильный/портативный
136	113850	Аппарат слуховой воздушной проводимости, носимый корпус
137	113890	Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический
138	113940	Анализатор иммунофлуоресцентный ИВД, для использования вблизи пациента, питание от сети
139	114020	Система портативная для непрерывной венозной компрессии
140	114030	Носилки портативные
141	114110	Протез ацетабулярного компонента тазобедренного сустава пробный, стандартный, многоразового использования
142	114220	Электрод интракардиальный

143	114310	Ортез грудного отдела позвоночника
144	114510	Амикацин терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, реагент
145	115620	Сегмент интракорнеальный кольцевой
146	115670	Мешок для сбора излишней жидкости в экстракорпоральном контуре, нестерильный
147	115720	Катетер баллонный постдилатационный для внутричерепного эндоваскулярного имплантата
148	115750	Катетер вентрикулярный внутричерепной
149	115770	Клей для фиксации дентального протеза на основе полиакриламида
150	116130	Пролактин ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
151	116180	Пролактин ИВД, антитела
152	116530	Метадон ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
153	116610	Метадон ИВД, реагент
154	116710	Альфа-фетопроtein (АФП) ИВД, антитела
155	116820	Альфа-фетопроtein (АФП) ИВД, набор, радиоиммунный анализ (РИА)
156	116910	Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования
157	117000	Бинт трубчатый для лечения кожи/фиксации повязки для конечности/пальца, одноразового использования
158	117050	Средство гемостатическое на основе коллагена, не антибактериальное
159	117110	Повязка матриксная коллагеновая для ран
160	117140	N-телопептид коллагена типа 1 с поперечными сшивками ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
161	117160	Средство гемостатическое на основе коллагена, антибактериальное
162	117190	Коллаген IV типа ИВД, антитела
163	117210	Перекрестно-связанный N-телопептид коллагена тип 1 ИВД, калибратор
164	117530	Маммаглобин ИВД, антитела
165	117580	Глюкагон ИВД, антитела
166	117910	Центрифуга напольная высокоскоростная
167	118000	Альфа-гидроксibuтиратдегидрогеназа ИВД, реагент
168	118170	Матрас противопролежневый секционный
169	118180	Установка для криотерапии локализованная кожная/скелетно-мышечная
170	118390	Таблица для проверки остроты зрения электронная

171	118550	Ловушка для стоматологической амальгамы
172	118750	Кольцо для аннулопластики митрального клапана
173	118790	Машина автоматическая для проявки стоматологической рентгеновской пленки
174	118880	Протез дентальный мостовидный, полимерный
175	118910	Протез дентальный мостовидный, металлополимерный
176	118950	Протез дентальный мостовидный, металлокерамический
177	118990	Протез дентальный мостовидный, керамический
178	119000	Бор-финир стоматологический
179	119040	Контейнер стоматологический для фрагментов костей
180	119290	Коронка стоматологическая, металлокерамическая, индивидуально изготовленная
181	119300	Коронка стоматологическая/мостовидный протез временная
182	119350	Кюретка стоматологическая, стандартная
183	119380	Детектор зубного кариеса, на основе светоиндуцированной флуоресценции
184	119500	Система электростимуляции спинного мозга для обезболивания
185	119590	Катетер спинальный для инфузий/дренирования
186	119620	Крючок для снятия зубных отложений ручной, многоразового использования
187	119790	Устройство адаптационное ручное для рисования/письма
188	119820	Зонд стоматологический
189	119910	Расширитель цервикального канала ручной
190	120160	Штифт шаблонный для направленной стоматологической хирургии
191	120170	Пластина шаблонная для направленной стоматологической хирургии
192	120220	Крючок ректальный
193	120560	Набор для сбора кала при недержании
194	121050	Остеотом стоматологический
195	121340	Протез лицевой внешний
196	121520	Сканер рентгенографической цифровой визуализации стоматологический
197	121590	Ретрактор ректальный
198	121740	Лезвие к пиле хирургической ручной, листовое
199	122100	Каппа, одноразового использования
200	122110	Материал для коррекции дефектов кожи, человеческого происхождения, с анестетиком

201	122190	Датчик системы ультразвуковой визуализации ректальный
202	122240	Зажим для сердечного клапана
203	122260	Система вакуум-экстракции плода, пневматическая
204	122270	Колпачок для системы вакуум-экстракции плода, одноразового использования
205	122540	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, не антибактериальные
206	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный
207	122890	Протез глазного яблока, стандартный
208	122970	Цефалотин диски для тестирования на чувствительность ИВД
209	123100	Инструмент для эндартерэктомии, многоразового использования
210	123200	Карбамазепин терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, калибратор
211	123220	Карбамазепин терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, реагент
212	123230	Карбамазепин терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
213	123450	Декарбоксилаза глутаминовой кислоты антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
214	123460	Гентамицин терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, реагент
215	123950	Спирамицин диски для тестирования на чувствительность ИВД
216	124010	Тобрамицин терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, реагент
217	124030	Альциановый синий краситель ИВД, набор
218	124040	Альциановый синий/реактив Шиффа (РШ) краситель ИВД, набор
219	124050	Альциановый синий раствор ИВД
220	124230	Шина интраназальная, биоразлагаемая
221	124290	Стент уретральный металлический непокрытый, длительного использования
222	124470	Система ранорасширения лапароскопическая механическая
223	124510	Клапан выдоха механический, одноразового использования
224	124530	Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования

225	124560	Комплект для введения лекарственных средств к механическому инфузионному насосу
226	125090	Отведение дефибриллятора эндокардиальное
227	125100	Кардиомонитор имплантируемый
228	125230	p16 антиген ИВД, набор, иммуногистохимическая реакция с ферментной меткой
229	125240	Раствор антибактериальный не содержащий антибиотики для порта катетера
230	125250	p16 антиген ИВД, антитела
231	125410	Система для снижения внутриглазного давления
232	125530	Система ядерного магнитного резонанса терапевтическая
233	125540	Аппарат вентиляции легких положительным давлением терапевтический
234	125660	Ионизатор воздуха терапевтический, портативный
235	125750	Амоксициллин терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, контрольный материал
236	125850	Игла надлобковая, многократного использования
237	125870	Игла надлобковая, одноразового использования
238	125880	Катетер дренажный надлобковый
239	126040	Окклюдер офтальмологический/цилиндр Мэддокса
240	126090	Ортез для поясничного отдела позвоночника
241	126140	Глутаральдегид раствор ИВД
242	126240	Миокардиальные антитела ИВД, набор, иммунофлуоресцентный анализ
243	126290	Отведение электрокардиостимулятора эпикардиальное
244	126500	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи
245	126520	Костыль с опорой на предплечье
246	126750	Уропрезерватив для пениса/порт при недержании мочи, одноразового использования
247	127130	Пахиметр ультразвуковой
248	127180	Система ультразвуковая для литотрипсии
249	127200	Набор для проведения аспирационной биопсии под контролем ультразвука
250	127260	Наконечник рукоятки ультразвуковой хирургической системы для мягких тканей, многократного использования
251	127330	Файл/рашпиль эндодонтический ультразвуковой
252	127380	Адаптер ультразвуковой хирургической системы, многократного использования
253	127540	Ингалятор ультразвуковой

254	127890	Катетер дренажный медиастинальный, не антибактериальный
255	127910	Прогастрин рилизинг пептид ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
256	127920	Прогастрин рилизинг пептид ИВД,калибратор
257	127930	Прогастрин рилизинг пептид ИВД,контрольный материал
258	127970	Ларингофон
259	127990	Протез пениса надувной
260	128020	Шина надувная для конечностей
261	128100	Неонатальный тироксин (неонатальный Т4) ИВД, набор, иммунофлуоресцентный анализ
262	128270	Неонатальный тироксин (неонатальный Т4) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
263	128530	Раствор гемодиализный для цитратной антикоагуляции
264	128790	Повязка для абсорбции экссудата, негелевая, не антибактериальная
265	128800	Повязка первой помощи для абсорбции экссудата, с гидрофильным гелем, антибактериальная
266	128820	Повязка для абсорбции экссудата, с гидрофильным гелем, антибактериальная
267	128830	Повязка для абсорбции экссудата, не гелевая, антибактериальная
268	128840	Повязка для абсорбции экссудата, с гидрофильным гелем, не антибактериальная
269	128880	Компонент эндопротеза коленного сустава тиббиальный непокрытый, полиэтиленовый
270	128990	Компонент эндопротеза голеностопного сустава таранный непокрытый
271	129120	Компонент эндопротеза коленного сустава тиббиальный одномышцелковый непокрытый, металлический
272	129150	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный одномышцелковый непокрытый
273	129160	Компонент эндопротеза коленного сустава тиббиальный одномышцелковый непокрытый, полиэтиленовый
274	129170	Насос инфузионный интратекальный имплантируемый, непрограммируемый
275	129190	Насос инфузионный интратекальный имплантируемый, программируемый
276	129660	Цистатин С ИВД, реагент
277	129700	Покрытие рукоятки медицинского оборудования, одноразового использования

278	129740	Удлинитель ортопедический для операционного стола
279	130010	Нагреватель крови/жидкости излучательный
280	130280	Дверь защитная радиационная
281	130430	Средство защиты от излучения, от ионизирующего излучения
282	130560	Повязка гидрогелевая для лечения воспаления/инфекций наружных половых органов
283	130850	Система атерэктомии механическая, для коронарных/периферических сосудов
284	130920	Катетер механической системы атерэктомии, для коронарных/периферических сосудов
285	130980	Гематоксилин раствор ИВД
286	131010	Кресло-коляска бариатрическое, складное
287	131100	Кресло-коляска бариатрическое, управляемое пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладное
288	131140	Кресло-коляска бариатрическая, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная
289	131150	Кресло-коляска бариатрическая, нескладная
290	131470	Катетер для внутрисосудистой ультразвуковой визуализации, одноразового использования
291	131570	Система привода механическая для атерэктомии/тромбэктомии
292	131660	Адаптер внутрисосудистого катетера
293	131680	Проводник для системы внутрисосудистого гемодинамического мониторинга
294	131750	Катетер-щипцы внутрисосудистые для экстракции инородных тел
295	131820	Фиксатор чрескожного катетера/трубки носимый
296	131850	Фильтр для инфузионной системы внутривенных вливаний
297	131870	Набор вспомогательный для периферической внутривенной катетеризации
298	131920	Коннектор со встроенной иглой для инфузионной системы внутривенных вливаний
299	132800	Цефтазидим /клавулановая кислота диски для тестирования на чувствительность ИВД
300	132900	HLA-B антигены типирование тканей по нуклеиновой кислоте ИВД, набор, анализ на биочипах
301	132940	CD11b клеточный маркер ИВД, антитела
302	132950	CD79b клеточный маркер ИВД, антитела
303	134140	Онкобелок C-erbB2/Her2/neu ИВД, антитела

304	134160	Онкобелок C-erbB2/Her2/neu ИВД, контрольный материал
305	134250	Бандаж для ребер/грудины, одноразового использования
306	134430	Ингибин А ИВД, контрольный материал
307	134510	Ингибин А ИВД, антитела
308	134520	Ингибин А ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
309	134550	Ингибин А ИВД, калибратор
310	134900	Растворимый рецептор трансферрина ИВД, реагент
311	134980	Растворимый рецептор трансферрина ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ
312	134990	Растворимый антиген печени/печеночно-панкреатический антиген (SLA/LP) антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
313	135000	Растворимый рецептор трансферрина ИВД, калибратор
314	135020	Растворимый рецептор трансферрина ИВД, контрольный материал
315	135070	Имитаторы клеток крови для калибровки/контроля ИВД, реагент
316	135320	Измеритель корневого канала к системе «горячего» пломбирования/обтурации корневых каналов, многоразового использования
317	135340	Вирус клещевого энцефалита антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, реагент
318	135480	Вирус клещевого энцефалита антитела класса иммуноглобулин M (IgM) ИВД, реагент
319	135600	Буж ушной
320	135650	Датчик церебрального оксиметра, одноразового использования
321	135660	Оксиметр церебральный
322	135760	Коннектор шунта для спинномозговой жидкости
323	135780	Набор для дренирования спинномозговой жидкости люмбальный
324	135810	Клипса для лигирования, из синтетического полимера, рассасывающаяся
325	135820	Стент для коронарных артерий выделяющий лекарственное средство, полностью рассасывающийся
326	136060	HLA-C антигены типирование тканей по нуклеиновой кислоте ИВД, анализ на биочипах
327	136110	Стент для подвздошной артерии, металлический непокрытый

328	136150	CD11c клеточный маркер ИВД, антитела
329	136360	Микроскоп световой стандартный
330	136440	Насос роликовый стандартный
331	136510	Ходунки колесные с ручками, без электропитания, складные
332	136520	Ходунки опорные стандартные, складные
333	136530	Ходунки опорные стандартные, нескладные
334	136540	Ходунки колесные с ручками, без электропитания, нескладные
335	136570	Анти-C ^w групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
336	136740	Пленка рентгеновская медицинская, безэкранная
337	136900	Биометр оптический для низкокогерентной рефлектометрии
338	137010	Средство гемостатическое на основе полисахаридов растительного происхождения, нерассасывающееся, антибактериальное
339	137080	Средство гемостатическое на основе полисахаридов растительного происхождения, нерассасывающееся, не антибактериальное
340	137240	Toxosara canis антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
341	137350	Антикардиолипин антитела ИВД, реагент
342	137370	Антикардиолипин-B2-гликопротеин I комплекс антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
343	137440	Антикардиолипин-B2-гликопротеин I комплекс антитела ИВД, реагент
344	137510	Бета-катенин ИВД, антитела
345	137610	Игла для автоинъектора
346	137700	Анти-CDE групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
347	137730	Фильтр атмосферного воздуха для нереспираторных устройств
348	137770	Раствор солевой для промывания инструментов стерильный
349	137790	CD5 клеточный маркер ИВД, антитела
350	137810	Элюирование антител к эритроцитам ИВД, реагент
351	138090	Разбавитель для антител к эритроцитам ИВД, реагент
352	138170	CD7 клеточный маркер ИВД, антитела
353	138190	Раствор криопротектор для замораживания эритроцитов ИВД

354	138280	CD3 клеточный маркер ИВД, набор, иммуногистохимическая реакция с ферментной меткой
355	138320	Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа эритроцитов ИВД, калибратор
356	138400	CD3 клеточный маркер ИВД, антитела
357	138410	CD8 клеточный маркер ИВД, антитела
358	138580	Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа эритроцитов ИВД, реагент
359	138660	CD4 клеточный маркер ИВД, антитела
360	138770	CD5 клеточный маркер ИВД, набор, иммуногистохимическая реакция с ферментной меткой
361	138880	Набор для забора образцов из мочеполовых органов ИВД, клинический
362	139060	Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый двухкамерный
363	139260	Катетер баллонный бронхиальный
364	139380	Митохондриальные антитела М2 ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
365	139480	Трубка аспирационная для бронхоскопа, жесткая
366	139580	Зажим для бронха
367	139600	Ампициллин/сульбактам диски для тестирования на чувствительность ИВД
368	139620	Пенициллин G диски для тестирования на чувствительность ИВД
369	139660	Азлоциллин диски для тестирования на чувствительность ИВД
370	139970	HLA I антитела идентификационная панель ИВД, набор, сортировка флуоресцентно-активированных клеток/проточная цитометрия
371	140040	HLA I и II класса антитела скрининг ИВД, набор, сортировка флуоресцентно-активированных клеток/проточная цитометрия
372	140340	HLA II антитела идентификационная панель ИВД, набор, сортировка флуоресцентно-активированных клеток/проточная цитометрия
373	140900	Анализатор биохимический на сухой химии ИВД, автоматический
374	140930	Цефаклор диски для тестирования на чувствительность ИВД
375	141070	Helicobacter pylori антигены ИВД, набор, реакция агглютинации
376	141130	Helicobacter pylori антитела класса иммуноглобулин М (IgM) ИВД, контрольный материал

377	141170	Helicobacter pylori антигены ИВД, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический
378	141210	Helicobacter pylori антигены ИВД, антитела
379	141320	Helicobacter pylori антитела класса иммуноглобулин А (IgA)/IgG ИВД, контрольный материал
380	141730	Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый
381	141750	Система инъекции контрастного вещества для магнитно-резонансной томографии, с питанием от сети, передвижная
382	141760	Система инъекции контрастного вещества для магнитно-резонансной томографии, с питанием от батареи
383	141990	Система регистрации отоакустической эмиссии, с питанием от сети
384	142470	Паратиреоидный гормон (PTH) ИВД, реагент
385	142480	Паратиреоидный гормон (PTH) ИВД, калибратор
386	142490	Паратиреоидный гормон (PTH) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
387	142510	Паратиреоидный гормон (PTH) ИВД, набор, радиоиммунный анализ (РИА)
388	142570	Система позитронно-эмиссионной томографии совмещенная с системой рентгеновской компьютерной томографии
389	142670	Галектин-3 ИВД, антитела
390	142710	Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов
391	143200	Ретикулин/Гордон и Свит, краситель ИВД, набор
392	143210	Подсчет клеток ретикулоцитов ИВД, калибратор
393	143220	Ретикулоциты подсчет клеток ИВД, набор
394	143260	Ретикулоциты подсчет клеток ИВД, контрольный материал
395	143320	Набор для пломбирования/восстановления зубов композитным самополимеризующимся материалом, стандартный
396	143350	Пистолет биопсийный с режущим концом, многоразового использования
397	143500	Миноциклин диски для тестирования на чувствительность ИВД
398	143710	Салицилат ИВД, контрольный материал
399	143760	Гомоцистеин ИВД, реагент
400	143810	Панцитокератиновая смесь антител ИВД, антитела
401	143880	Трубка для системы аутотрансфузии крови

402	143930	Бронхоскоп жесткий
403	144010	Набор для разделения компонентов крови в системе центрифугирования крови
404	144100	Повязка раневая компрессионная
405	144170	Игла для забора крови нестационарная
406	144350	Набор для перевязки ран, содержащий лекарственные средства
407	144430	Щетка цитологическая к эндоскопу жесткая, многоразового использования
408	144510	Канюля для жесткого эндоскопа, одноразового использования
409	144550	Щипцы биопсийные к жесткому эндоскопу, одноразового использования
410	144600	Газы крови рСО ₂ ИВД, набор, ион-селективные электроды
411	144610	Анализатор газов крови ИВД, лабораторный
412	144620	Газы крови рО ₂ ИВД, набор, ион-селективные электроды
413	144670	Электрод для определения концентрации кислорода в крови ИВД
414	144680	Шприц для анализа газов крови ИВД, с лития гепарином
415	144720	Электрод для для определения рН крови
416	144750	Газы крови рН ИВД, набор, ион-селективные электроды
417	144760	Анализатор групп крови/скрининг антител ИВД
418	144790	Повязка раневая гидрогелевая, не антибактериальная
419	144830	Эндоскоп жесткий для слезных каналов
420	144840	Ларингофарингоскоп жесткий
421	144890	Медиастиноскоп жесткий
422	144940	Нефроскоп жесткий
423	145000	Отоскоп, эндоскопический
424	145010	Протез пениса жесткий
425	145140	Комплект с датчиком для инвазивного измерения артериального давления
426	145160	Преобразователь инвазивного давления внешний, одноразового использования
427	145200	Преобразователь инвазивного давления внешний, многоразового использования
428	145230	Эндоскоп жесткий для реконструктивной хирургии
429	145400	Игла для переноса проб крови/гемокультуры ИВД
430	145520	Торакоскоп оптический жесткий
431	145530	Фильтр для переливания крови
432	145610	Уретерореноскоп жесткий

433	145630	Уретероскоп жесткий
434	145670	Мочевина/азот мочевины ИВД, набор, ион-селективные электроды
435	145750	Белок Муо-D1 маркер рабдомиосаркомы ИВД, антитела
436	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети
437	146190	Протез зубной съёмный
438	146480	Кадгерин белок ИВД, антитела
439	146530	N-кадгерин нейрональный клеточный маркер ИВД, антитела
440	146580	Анти-Di^a групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
441	146820	Средство для защиты слизистой оболочки кишечника
442	146840	Фузидиевая кислота диски для тестирования на чувствительность ИВД
443	147230	Протез при вычленении тазобедренного сустава
444	147390	Повязка на рану непрелипающая, абсорбирующая, антибактериальная
445	147400	Повязка раневая непрелипающая, проницаемая, антибактериальная
446	147410	Повязка раневая непрелипающая, абсорбирующая, не антибактериальная
447	147420	Повязка раневая непрелипающая, проницаемая, не антибактериальная
448	147730	Ограничитель эндодонтический
449	147840	Плаггер эндодонтический
450	148110	Повязка пленочная проницаемая для жидкости
451	148140	Контейнер для системы ауотрансфузии для восстановления эритроцитов
452	148220	HLA-DQ антигены типирование тканей по нуклеиновой кислоте ИВД, набор, анализ на биочипах
453	148470	HLA-DR антигены типирование тканей по нуклеиновой кислоте ИВД, набор, анализ на биочипах
454	148760	Повязка раневая глазная, синтетическая
455	148770	Устройство соединительное для введения спиц
456	148810	Дегидроэпиандростерона сульфат ИВД, реагент
457	148820	Дегидроэпиандростерона сульфат ИВД, набор, радиоиммунный анализ (РИА)
458	149100	Система подъема пациента из положения сидя и дальнейшего перемещения передвижная, с электропитанием

459	149110	Кровать-вертикализатор
460	149140	Система подъема пациента из положения сидя и дальнейшего перемещения передвижная, ручная
461	149160	Кресло-коляска с вертикализатором
462	149270	Бандаж для голеностопного сустава, многоразового использования
463	149280	Бандаж для голеностопного сустава, одноразового использования
464	149410	Устройство для фиксации мочеприемника, носимое
465	149460	Тренажер для продолжительной пассивной разработки голеностопного сустава
466	149720	Трубка для соединения нервных окончаний, рассасывающаяся, животного происхождения
467	149750	Держатель для защиты хирургических инструментов, одноразового использования
468	149850	Холестерин субфракции плотных липопротеинов низкой плотности ИВД, реагент
469	149860	Холестерин субфракции плотных липопротеинов низкой плотности ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
470	150100	Выкусыватель спинальный
471	150260	Трость белая
472	150350	Адаптер для переноса мочи ИВД, нестерильный
473	150460	Ортез для голеностопного сустава/стопы
474	150560	Трепан для роговицы, одноразового использования
475	150590	Рукоятка трепана для роговицы
476	150660	Анализатор для системы топографии роговицы
477	150740	Комплект для выкраивания роговичного лоскута
478	150770	Трепан для роговицы, многоразового использования
479	151320	Игла тупоконечная для блокады периферических нервов
480	151360	Эндопротез тела позвонка
481	151480	Микроскоп световой фазо-контрастный
482	151750	Стол диссекционный
483	151850	Система витрэктомии
484	151860	Наконечник рукоятки системы витрэктомии
485	151900	Система для чрескожной дискэктомии, автоматическая
486	152000	Компонент эндопротеза голеностопного сустава таранный покрытый
487	152010	Компонент эндопротеза голеностопного сустава тиббиальный покрытый

488	152110	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный покрытый
489	152120	Компонент эндопротеза коленного сустава тиббиальный покрытый
490	152170	Шина с подложкой, многоразового использования
491	152200	Ножка эндопротеза проксимального отдела плечевой кости покрытая
492	152280	Шина с подложкой, одноразового использования, стерильная
493	152380	Компонент эндопротеза коленного сустава тиббиальный одномышцелковый покрытый
494	152390	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный одномышцелковый покрытый
495	152400	Печь лабораторная с принудительной конвекцией
496	152450	Калоприемник для кишечной стомы однокомпонентный, закрытый
497	152460	Калоприемник для кишечной стомы многокомпонентный, закрытый
498	152470	Мочеприемник для взрослых неносимый, закрытый
499	152490	Мочеприемник для взрослых, носимый, закрытый
500	152560	Аудиометр на основе вызванных потенциалов
501	152610	Груша аспирационная для резервуара для дренирования закрытой раны
502	152890	Протеин S ИВД, калибратор
503	152900	Протеин С ИВД, реагент
504	152960	Белковый продукт гена 9.5 ИВД, антитело
505	153130	Протеин S ИВД, набор, анализ образования сгустка
506	153150	Электрофорез белков ИВД, контрольный материал
507	153190	Вирус Эпштейна-Барр антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, контрольный материал
508	153200	Вирус Эпштейна-Барр антитела класса иммуноглобулин G (IgG) к ядерному антигену ИВД, контрольный материал
509	153470	Вирус Эпштейна-Барр антитела класса иммуноглобулин G (IgG) к раннему антигену ИВД, контрольный материал
510	153510	Вирус Эпштейна-Барр антитела класса иммуноглобулин M (IgM) ИВД, контрольный материал
511	153530	Вирус Эпштейна-Барр антиген латентного мембранного белка-1 ИВД, реагент

512	153630	Вирус Эпштейна-Барр антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуноблот
513	153680	Протеиназа 3 антинейтрофильные цитоплазматические антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
514	153700	Протеиназа 3 антинейтрофильные цитоплазматические антитела ИВД, реагент
515	153930	Аппроксиматор сосудов
516	153940	Лопатка для отгеснения вен
517	154020	Ретрактор для сосудов
518	154040	Носки/чулки компрессионные, многоразового использования
519	154050	Рукоятка лезвия долота/остеотома
520	154240	Раствор для хранения тромбоцитов
521	154430	<i>Borrelia burgdorferi</i> антитела класса иммуноглобулин G (IgG)/IgM ИВД, реагент
522	154480	<i>Borrelia burgdorferi</i> антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, контрольный материал
523	154550	<i>Borrelia garinii</i> антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
524	154580	<i>Borrelia burgdorferi</i> антитела класса иммуноглобулин M (IgM) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
525	154670	<i>Borrelia afzelii</i> общие антитела ИВД, набор, иммуноблот
526	154690	<i>Borrelia burgdorferi</i> антитела класса иммуноглобулин M (IgM) ИВД, контрольный материал
527	154720	<i>Borrelia afzelii</i> антитела класса иммуноглобулин M (IgM) ИВД, контрольный материал
528	154770	<i>Borrelia garinii</i> антитела класса иммуноглобулин M (IgM) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
529	154880	<i>Borrelia garinii</i> антитела класса иммуноглобулин M (IgM) ИВД, контрольный материал
530	154900	Бромелин иммуногематологический реагент ИВД
531	155630	Набор для постоянной уретральной катетеризации, для взрослых
532	155660	Катетер уретральный баллонный постоянный для дренажа, антибактериальный
533	155670	Катетер уретральный баллонный постоянный для дренажа, не антибактериальный

534	155690	Комплект с катетером для периферической анестезии, не содержащий лекарственных средства
535	155740	Анализатор иммунологический нефелометрический ИВД
536	155970	Колпак для проведения кислородной терапии, для взрослых
537	155980	Колпак для проведения кислородной терапии, педиатрический
538	156370	Мочеприемник для взрослых неносимый, открытый
539	156380	Мочеприемник со сливным краном без крепления к пациенту, нестерильный
540	156390	Мочеприемник для взрослых, носимый, открытый
541	156400	Мочеприемник ножной носимый со сливным краном, нестерильный
542	156410	Калоприемник для кишечной стомы однокомпонентный, открытого типа
543	156420	Калоприемник для кишечной стомы многокомпонентный, открытого типа
544	156470	Мочеприемник самоклеящийся для младенцев/педиатрический, открытый
545	156760	Миогенин ИВД, антитела
546	157050	Модуль системы мониторинга состояния пациента, для измерения внутричерепного давления
547	157120	Модуль системы мониторинга состояния пациента, электроэнцефалографический
548	157160	Матрас для перемещения пациента посредством скольжения
549	157370	Весы для взвешивания лежачих пациентов
550	157400	Опора для ухватывания и самостоятельной перемены положения тела пациентом
551	157420	Док-станция системы мониторинга состояния пациента
552	157500	Система перемещения пациента, механическая
553	157690	Комплект для внутривенного введения к инфузионному насосу для контролируемой пациентом анальгезии
554	157790	Плацентарный фактор роста ИВД, калибратор
555	157810	Плацентарный фактор роста ИВД, контрольный материал
556	157830	Плацентарный фактор роста ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
557	157850	Плацентарный фактор роста ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)

558	157870	Плацентарный фактор роста ИВД, набор, иммунофлуоресцентный анализ
559	157950	Микроскоп стереоскопический
560	157970	Азтреонам диски для тестирования на чувствительность ИВД
561	158030	Зеркало вагинальное с оптоволоконной подсветкой
562	158050	Щипцы биопсийные эндоскопические оптоволоконные, многоразового использования
563	158180	Нуклеосомальные антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
564	158340	Зонд стереотаксической хирургической системы, многоразового использования
565	158470	Стакан медицинский для щипцов
566	158620	Устройство для тренировки перцептивно-координационных способностей адаптационное
567	158700	Раковый антиген 125 (CA125) ИВД, антитела
568	159050	Раковый антиген 125 (CA125) ИВД, набор, радиоиммунный анализ (РИА)
569	159160	Раковый антиген 19-9 (CA19-9) ИВД, набор, радиоиммунный анализ (РИА)
570	159310	Раковый антиген 19-9 (CA19-9) ИВД, антитела
571	159610	Медь ИВД, калибратор
572	159650	Медь ИВД, реагент
573	159800	Протез пальца руки
574	159810	Жгут для остановки кровотечения из пальца, нестерильный
575	159820	Жгут для остановки кровотечения из пальца, ручной
576	160190	Буферный разбавитель образцов ИВД, автоматические/полуавтоматические системы
577	160210	Буферный разбавитель образцов ИВД, для ручного анализа
578	160720	Listeria monocytogenes антигены ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
579	161310	Повязка на кожу с осмотическими свойствами, не антибактериальная
580	161330	Рецептор эпидермального фактора роста ИВД, антитела
581	161350	Мутация гена рецептора эпидермального фактора роста/экспрессия мРНК ИВД, зонд
582	162160	Держатель электрода электрохирургический, одноразового использования
583	162390	Рукоятка универсальная к электрохирургической диатермической системе с ножным управлением, одноразового использования

584	162420	Гломерулярная базальная мембрана антитела (антитела Гудпасчера) ИВД, набор, иммунофлуоресцентный анализ
585	162430	Гломерулярная базальная мембрана антитела (антитела Гудпасчера) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
586	162650	Вирус простого герпеса 1 тип антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
587	162810	Вирус простого герпеса 2 тип антитела класса иммуноглобулин M (IgM) ИВД, набор, иммунофлуоресцентный анализ
588	162840	Вирус простого герпеса 1 и 2 тип антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, контрольный материал
589	162880	Вирус простого герпеса 1 тип антигены ИВД, набор, иммуногистохимическая реакция с ферментной меткой
590	162920	Вирус простого герпеса 2 тип антигены ИВД, реагент
591	162950	Вирус простого герпеса 1 и 2 тип антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
592	163100	Вирус простого герпеса 1 и 2 тип антитела класса иммуноглобулин M (IgM) ИВД, контрольный материал
593	163200	Вирус простого герпеса 1 и 2 тип антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, реагент
594	163360	Вирус простого герпеса 2 тип антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
595	163400	Вирус простого герпеса 1 и 2 тип антитела класса иммуноглобулин M (IgM) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
596	163940	Магний (Mg ²⁺) ИВД, набор, ион-селективные электроды
597	164000	Кальдесмон ИВД, антитела
598	164120	Прогестерон ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
599	164170	Прогестерон рецептор ИВД, антитела
600	164450	Париетальные клетки антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
601	164660	Амфетаминовая/метамфетаминовая группа ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)

602	164820	Bordetella pertussis антитела класса иммуноглобулин М (IgM) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
603	164880	Bordetella pertussis антитела класса иммуноглобулин (IgA) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
604	165010	Датчик катетерный, для измерения давления
605	165220	Шприц для промывания сосудистого катетера
606	165490	Протез верхней конечности после ампутации плеча с обширной резекцией плечевого пояса косметический
607	165590	Кальретинин белок ИВД, антитела
608	165720	Набор для аспирации секрета
609	165920	17-кетостероид ИВД, реагент
610	165980	Стол акушерский, с питанием от сети
611	167690	Комплект перфузионный для хранения/транспортировки донорской почки
612	167750	Стент-графт эндоваскулярный для периферических артерий, не выделяющий лекарственное средство
613	167760	Стент для подвздошно-бедренного венозного сегмента
614	167780	Шиффа раствор ИВД
615	167830	Парафиновая заливочная среда ИВД
616	167970	Подушка для сиденья с наполнителем из пеноматериала
617	167980	Ортез на спину
618	167990	Наматрасник противопролежневый с наполнителем из пеноматериала
619	168000	Подушка для сиденья с гелевым наполнителем
620	168020	Наматрасник противопролежневый с гелевым наполнителем
621	168030	Наматрасник противопролежневый надувной
622	168040	Подушка противопролежневая надувная для сидения
623	168130	Клапан обратный, встраиваемый, многоразового использования
624	168290	Испаритель севофлурана анестезиологический
625	169050	Трубка эндотрахеальная, армированная, многоразового использования
626	169080	Трубка трахеостомическая, армированная, стандартная, одноразового использования
627	169150	Раствор параформальдегида ИВД
628	169220	Анти-Fy ^b групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела

629	169250	Анти-Fy ^a групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
630	169800	Контейнер для криохранения проб ИВД
631	169820	Камера морозильная криогенная лабораторная, с использованием парообразного азота
632	169870	Контейнер для криохранения образцов ИВД, стерильный
633	169910	Эндогенный потенциал тромбина (ЭПТ) ИВД, реагент
634	169960	Ван Гизона краситель для коллагеновых волокон ИВД, набор
635	169970	Ван Гизона раствор ИВД
636	170230	Нить хирургическая из полигликоната
637	170510	Май-Грюнвальда красящий раствор ИВД
638	170520	Расширитель пищевода проводниковый
639	170580	Антиген Смита антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
640	170670	Анти-Н групповое типирование эритроцитов ИВД, лектин
641	171460	Бета-гемолитический стрептококк группы А антигены ИВД, набор, реакция агглютинации
642	171500	Бета-гемолитический стрептококк группы В антигены ИВД, набор, реакция агглютинации
643	171630	Комплект офтальмологический для канюлирования глаза, одноразового использования
644	171690	Микроскоп офтальмологический
645	171730	Ножницы офтальмологические тенотомические
646	172030	Губка офтальмологическая
647	172040	Рукоятка для офтальмологических хирургических инструментов, механическая
648	172310	Рукоятка для офтальмологических хирургических инструментов, пневматическая
649	172350	Фотокамера офтальмологическая
650	172510	Сульфаметоксазол/триметоприм диски для тестирования на чувствительность ИВД
651	172550	Saccharomyces cerevisiae антитела класса иммуноглобулин А (IgA) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
652	172690	Saccharomyces cerevisiae антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
653	172720	Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования
654	172730	Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования

655	173050	Блок управления системы конвекционного обогрева/охлаждения пациента
656	173110	Аппарат слуховой воздушной проводимости, внутриушной
657	173330	Эпителиальный специфический антиген ИВД, антитела
658	173420	Эпителиальный мембранный антиген ИВД, антитела
659	173530	Повязка с биохимическим воздействием
660	173670	Клапан голосовой трахеоэзофагеальный, извлекаемый
661	173680	Клапан голосовой трахеоэзофагеальный, неизвлекаемый
662	173690	Троакар трахеоларингеальный, одноразового использования
663	173720	Канюля трахеостомической трубки внутренняя, многоразового использования
664	173750	Фиксатор трахеостомической трубки на шее пациента, многоразового использования
665	173930	Амплификатор изотермический ИВД, лабораторный, автоматический
666	174010	Гуттаперча синтетическая
667	174020	Повязка пленочная полупроницаемая из синтетического полимера, адгезивная
668	174050	Повязка пленочная полупроницаемая из синтетического полимера, неприлипающая
669	174060	Средство барьерное жидкое на основе синтетического полимера, нестерильное
670	174740	Leishmania spp. антитела класса иммуноглобулин G (IgG)/IgM ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
671	175920	Катетер для бартолиновых желез
672	176130	Глобулин, связывающий половые гормоны ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
673	176270	Протез уретрального сфинктера, без электропитания
674	176290	Катетер уретральный дилатационный, не содержащий лекарственные средства
675	176330	Коннектор для уретрального/мочеточникового катетера, стерильный
676	176380	Катетер уретральный измерительный
677	176440	Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) ИВД, контрольный материал
678	176630	Антипротромбиновые антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)

679	176690	Эритропоэтин ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
680	176750	Краситель для клинических образцов ИВД
681	176750	Краситель для клинических образцов ИВД
682	177020	Staphylococcus aureus множественные антигены энтеротоксинов ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
683	177480	Устройство для автоматизации посева на чашки Петри
684	177870	Катетер кардиохирургический для пластики клапана сердца
685	177990	Система модуляции сократительной способности сердца
686	178290	Интродьюсер для системы абляции сердца
687	178610	Пластина для трепанационного отверстия
688	178620	Сверло трепанационное, одноразового использования
689	178670	Протез стопы частичный
690	178690	Протез кисти руки частичный
691	178900	Изониазид ИВД, реагент
692	178950	Ножницы для гибкой эндоскопии, одноразового использования
693	178980	Дуоденоскоп оптоволоконный гибкий
694	179130	Уретерореноскоп оптоволоконный гибкий
695	179140	Бронхоскоп гибкий ультразвуковой
696	179220	Цистонефроскоп оптоволоконный гибкий
697	179310	Видеодуоденоскоп гибкий, многократного использования
698	179480	Видеуретерореноскоп гибкий, многократного использования
699	179520	Щипцы электрохирургические для гибкой эндоскопии, одноразового использования
700	179580	Назофарингоскоп гибкий оптоволоконный
701	179660	Щипцы электрохирургические для гибкой эндоскопии, многократного использования
702	179700	Ларингоскоп гибкий оптоволоконный
703	179720	Видеоцистоскоп гибкий, многократного использования
704	179810	Видеогистероскоп гибкий
705	180000	Наконечник/игла для биопсии к гибкому эндоскопу
706	180020	Гастроскоп оптоволоконный гибкий
707	180090	Холедохоскоп оптоволоконный гибкий
708	180170	Видеуретероскоп гибкий, многократного использования

709	180340	Картридж с лимонной кислотой для очистки системы гемодиализа
710	180400	Циклический цитруллинированный пептид антитела ИВД, реагент
711	180440	Циклический цитруллинированный пептид антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
712	180480	Циклический цитруллинированный пептид антитела ИВД, контрольный материал
713	180580	Ортез для колена с магнитными вставками
714	180650	Ортез с магнитными вставками для поясничного отдела позвоночника
715	180700	Ортез для грудного отдела позвоночника с магнитными вставками
716	180800	Монитор системы доставки монооксида азота
717	180890	Аппликатор для клея/герметика для открытых операций, одноканальный
718	180930	Ирригатор хирургический для жидкостей/газа
719	180940	Система лазерная хирургическая твердотельная с удвоением частоты общего назначения/для различных областей применения
720	181000	Датчик ультразвуковой визуализации для хирургии
721	181030	Стекло предметное/слайд для микроскопии цервикальных цитологических мазков ИВД
722	181120	Бюстгальтер послеоперационный, не антибактериальный
723	181150	Гильза для ортопедической имплантации, многоразового использования
724	181160	Шунт хирургический внутрисосудистый
725	181170	Средство гемостатическое на основе полисахаридов растительного происхождения, рассасывающееся
726	181310	Анкер для фиксации мягких тканей/сеток, нерассасывающийся
727	181340	Развертка хирургическая, многоразового использования
728	181380	Рукоятка для хирургической аспирации/ирригации, многоразового использования
729	181400	Щетка для проведения предоперационной обработки рук, многоразового использования
730	181560	Наконечник для аэрозольной ирригации
731	181620	Отвертка хирургическая, одноразового использования, нестерильная
732	181750	Диссектор баллонный хирургический
733	181910	Зажим хирургический для трубок, многоразового использования

734	182000	Электрод корковый
735	182070	Ключ зажимного патрона хирургического сверла
736	182090	Аспиратор твердых тканей при ортопедических операциях
737	182100	Дрель хирургическая ручная, многоразового использования
738	182210	Катетер цервикальный дилатационный
739	182230	Аппликатор хирургических клипс, одноразового использования
740	182520	Анкер для фиксации мягких тканей/сеток, рассасывающийся
741	182570	Щетка цитологическая цервикальная
742	182670	Патрон зажимной для хирургического сверла
743	182730	Ограничитель вращения хирургического инструмента
744	182800	Воротник для шейного отдела позвоночника, многоразового использования
745	182810	Воротник для шейного отдела позвоночника, одноразового использования
746	182890	Канюля хирургическая для промывания/аспирации, с подсветкой, многоразового использования
747	182990	Одежда для системы венозной компрессии многокамерная, одноразового использования
748	183380	Фолликулостимулирующий гормон ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
749	183390	Протез яичка
750	183670	Стерилизатор химический жидкостный
751	183700	Загуститель жидкого стула
752	183840	Candida albicans антитела класса иммуноглобулин М (IgM) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
753	183860	Candida albicans антитела класса иммуноглобулин А (IgA) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
754	184000	Candida albicans антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
755	184100	Candida albicans/C. glabrata антигены ИВД, набор, реакция агглютинации, экспресс-анализ
756	184490	Толуидиновый синий О раствор ИВД
757	185060	Очки увеличительные
758	185340	Скальпель для миндалин
759	185360	Ножницы для миндалин
760	185370	Петля для удаления миндалин

761	185390	Канюля аспирационная для удаления миндалин
762	185620	Влагосборник аппарата искусственной вентиляции легких, одноразового использования
763	185630	Влагосборник аппарата искусственной вентиляции легких, многоразового использования
764	185640	Переходник для аппарата искусственной вентиляции легких
765	185680	Сверло хирургическое спиральное, одноразового использования
766	185780	Солевая суспензионная среда /разбавитель ИВД
767	185830	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, не антибактериальные
768	186120	Комплект для интубации слезных каналов
769	186210	Иммобилизатор верхней конечности
770	186350	Метилированная ДНК ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот
771	186390	Основной белок миелина ИВД, антитела
772	186480	Циклин D1 ИВД, набор, иммуногистохимическая реакция с ферментной меткой
773	186490	Циклин D1 ИВД, антитела
774	186520	Виллин ИВД, антитела
775	186580	Фасцин ИВД, антитела
776	186640	Лептин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
777	186790	Десмин белок ИВД, антитела
778	186900	Гибридизация нуклеиновых кислот ИВД, набор
779	186920	Гибридизация нуклеиновых кислот ИВД, контрольный материал
780	187010	Терминальная дезоксирибонуклеотидилтрансфераза ИВД, антитела
781	187310	Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, калибратор
782	187680	Кокаин/метаболиты кокаина ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
783	187960	Крепление замковое для дентального протеза прецизионное скользящее
784	188130	Устройство соединительное для хирургической дрели
785	188200	Устройство для беспроводной передачи аудиосигнала на слуховой аппарат, телекоммуникационное/мультимедийное
786	188370	Катетер баллонный для коронарной ангиопластики, режущий/надрезающий
787	188400	Кюретка для евстахиевой трубы
788	189460	Карциноэмбриональный антиген ИВД, контрольный материал

789	189500	Карциноэмбриональный антиген ИВД, антитела
790	189540	Карциноэмбриональный антиген ИВД, набор, радиоиммунный анализ (РИА)
791	189560	Фибриноген (фактор I) ИВД, антитела
792	189600	Продукт деградации фибриногена (ПДФ) ИВД, реагент
793	189640	Фибриноген (фактор I) ИВД, контрольный материал
794	189950	Внутренний фактор/париетальные клетки антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
795	190050	Комплект для переливания для постоянного амбулаторного перитонеального диализа (ПАПД)
796	190110	Сукцинилацетон ИВД, реагент
797	190130	Множественные виды <i>Vibrio cholerae</i> антигены ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс, клинический
798	190850	Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения
799	190860	Блок интерфейсный для медицинской сети
800	190960	Фильтр аспирационной системы, противодымный
801	191030	Фильтр аспирационной системы, микробный
802	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая
803	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая
804	191340	Система панорамная стоматологическая рентгеновская стационарная, цифровая
805	191470	Канюля для кардиоплегического раствора
806	191610	Канюля для искусственного кровообращения, бедренная
807	191650	Набор для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования
808	191770	Насос центробежный для системы искусственного кровообращения
809	191920	Резервуар кардиотомный
810	191950	Ножницы для эпизиотомии, многоразового использования
811	192050	Ножницы сердечно-сосудистые
812	192070	Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы

813	192090	Троакар для сердечно-сосудистых/торакальных операций, одноразового использования
814	192130	Интродьюсер для ввода медицинских инструментов при сердечно-сосудистых заболеваниях, управляемый
815	192280	Множественные аллерген-специфические антитела класса иммуноглобулин Е (IgE) ИВД, реагент
816	192300	Множественные аминокислоты/метаболиты карнитина ИВД, набор, масс-спектрометрический анализ
817	192310	Минимальная ингибирующая концентрация (МИК) множества антибактериальных препаратов ИВД, набор
818	192390	Множественные аналиты газов крови ИВД, реагент
819	192400	Множественные аналиты газов крови/гемоксиметрия/ электролиты ИВД, контрольный материал
820	192720	Множественный иммуногематологический тест ИВД, контрольный материал
821	192780	Множественные антитела связанные с заболеваниями печени ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
822	192830	Множественные ортопоксвирусы нуклеиновые кислоты ИВД, калибратор
823	192860	Множественные виды Plasmodium spp. антигены ИВД, набор, иммунохроматографический анализ
824	193020	Множественные антитела связанные с системной красной волчанкой ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
825	193120	Множественные антинуклеарные антитела скрининг ИВД, контрольный материал
826	193130	Множественные антинуклеарные антитела скрининг ИВД, реагент
827	193190	Множественные аналиты газов крови/гемоксиметрия/ электролиты ИВД, реагент
828	193260	Множественные виды Campylobacter spp. антитела ИВД, набор, иммунофлуоресцентный анализ
829	193360	Множественные наркотики ИВД, контрольный материал
830	193480	Множественные вирусы парагриппа антитела класса иммуноглобулин А (IgA) ИВД, реагент

831	193790	Множественные инфекции передающиеся половым путем нуклеиновые кислоты ИВД, контрольный материал
832	193930	Множественные цитоплазматические анти-нейтрофильные антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
833	194320	Множественные цитокератиновые филаменты высокого молекулярного веса ИВД, реагент
834	194750	Множественные аминокислоты/метаболиты карнитина ИВД, реагент
835	194980	Множественные ферменты клинической химии ИВД, калибратор
836	194990	Множественные ферменты клинической химии ИВД, контрольный материал
837	195040	Множественные энтеровирусы антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, реагент
838	195210	Множественные виды <i>Mycobacterium</i> spp. антигены ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический
839	195450	Множественные лекарственные средства/наркотики ИВД, контрольный материал
840	195730	Множественные ферменты клинической химии ИВД, реагент
841	196000	Множественные цитокератиновые филаменты низкого молекулярного веса ИВД, антитела
842	196210	Множественный терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, калибратор
843	196310	Множественные арбовирусы антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммунофлуоресцентный анализ
844	196410	Множественные виды <i>Candida</i> spp. антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, реагент
845	196480	Множественные белки клинической химии ИВД, реагент
846	196590	Множественные формы 25-гидроксивитамина D ИВД, контрольный материал
847	196610	Множественные маркеры желудочно-кишечных заболеваний ИВД, реагент
848	196790	Множественные ортопоксвирусы нуклеиновая кислота ИВД, контрольный материал
849	196800	Множественные ортопоксвирусы нуклеиновая кислота ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот
850	196810	Множественные ортопоксвирусы нуклеиновая кислота ИВД, реагент
851	197000	Множественный терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, контрольный материал

852	197010	Множественные лекарственные средства/наркотики ИВД, калибратор
853	197320	Множественные электролиты ИВД, набор, ион-селективные электроды
854	197430	Множественные виды грибов/дрожжеподобных грибов ИВД, реагент
855	197820	Множественные маркеры дифференциации солидных опухолей ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
856	197850	Трость многоопорная
857	197860	Анализатор мультиплексный ИВД, лабораторный, автоматический
858	198050	Множественные CD-клеточные маркеры ИВД, антитела
859	198150	Множественные энтеровирусы антитела класса иммуноглобулин М (IgM) ИВД, реагент
860	198340	Множественные липидные аналиты ИВД, реагент
861	198510	Множественные виды Salmonella антигены ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
862	198560	Множественные стероидные гормоны ИВД, набор, масс-спектрометрический анализ
863	198570	Множественные тканеспецифичные белки/опухолевые маркеры ИВД, реагент
864	198580	Множественные антитела связанные с васкулитом ИВД, контрольный материал
865	198670	Множественные аналиты газов крови ИВД, контрольный материал
866	198680	Множественные аналиты газов крови ИВД, набор, ион-селективные электроды
867	198980	Множественные цитокератиновые высокомолекулярные филаменты ИВД, набор, иммуногистохимическая реакция с ферментной меткой
868	199010	Множественные вирусы парагриппа антитела класса иммуноглобулин А (IgA) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
869	199370	Множественные антинуклеарные антитела скрининг ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
870	199500	Множественные CD-клеточные маркеры ИВД, контрольный материал
871	199600	Множественные энтеровирусы антитела класса иммуноглобулин А (IgA) ИВД, реагент

872	199690	Цитокератин ИВД, антитела
873	199890	Множественные антитела связанные с ревматоидным артритом ИВД, реагент
874	200040	Мешок уростомный многокомпонентный, со сливным краном
875	200150	Аполипопротеин А-І ИВД, реагент
876	200250	Аполипопротеин В ИВД, реагент
877	200440	Клей медицинский для поверхности кожи
878	200480	Камера медицинская цифровая универсальная
879	200690	Монитор дыхания
880	200790	Респираторный синтициальный вирус антитела класса иммуноглобулин G (IgG)/IgM ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
881	201090	Респираторный синтициальный вирус антитела класса иммуноглобулин А (IgA) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
882	201520	Ретрактор для тазовой области
883	201540	Топоизомераза Іа ИВД, антитела
884	201780	Кресло-коляска спортивная для передвижения по различной местности, управляемая пациентом/сопровождающим лицом
885	202160	Кальцитонин ИВД, антитела
886	202170	Кальцитонин ИВД, калибратор
887	202200	Кальцитонин ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
888	202230	Кальцитонин ИВД, набор, иммуногистохимическая реакция с ферментной меткой
889	202290	Облучатель крови in vitro ультрафиолетовый
890	202310	Барбитураты ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
891	202500	Кальций (Ca ²⁺) ИВД, набор, ион-селективные электроды
892	202600	Литий терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, реагент
893	202610	MSB краситель ИВД, набор
894	202740	Протез плечевого сустава пассивный
895	202750	Протез локтевого сустава пассивный
896	202770	Протез локтевого сустава пассивный, с фиксатором
897	202790	Протез руки пассивный

898	202800	Аппарат слуховой воздушной проводимости, с приемником в ухе
899	202810	Аппарат слуховой воздушной проводимости, с внутриканальным приемником
900	202980	Анти- Jk^a -а групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
901	202990	Анти- Jk^b групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
902	203400	Цитокератин ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
903	203580	Цитокератин подтип СК14 ИВД, антитела
904	203600	Цитокератин подтип СК18 ИВД, антитела
905	203610	Цитокератин подтип СК20 ИВД, антитела
906	203630	Цитокератин подтип СК8 ИВД, антитела
907	203920	Цитокератин ИВД, калибратор
908	204020	Цитокератин подтип СК10 ИВД, антитела
909	204040	Цитокератин подтип СК17 ИВД, антитела
910	204050	Цитокератин подтип СК19 ИВД, антитела
911	204060	Цитокератин подтип СК5 ИВД, антитела
912	204070	Цитокератин подтип СК7 ИВД, антитела
913	204080	Цитокератин подтипы СК5/СК6 ИВД, антитела
914	204360	Общая кислая фосфатаза (КФ) ИВД, реагент
915	204570	Аспиратор назальный, с электропитанием
916	204820	Почечно-клеточная карцинома антигены ИВД, антитела
917	204970	Фиксатор черепа
918	205040	Общий кортизол ИВД, контрольный материал
919	205060	Общий кортизол ИВД, реагент
920	205070	Общая комплементарная активность (СН50) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
921	205380	Глиальный фибриллярный кислый белок ИВД, набор, иммуногистохимическая реакция с ферментной меткой
922	205390	Глиальный фибриллярный кислый белок ИВД, антитела
923	205620	Общий хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) ИВД, набор, иммунофлуоресцентный анализ
924	205660	Общий хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) ИВД, набор, радиоиммунный анализ (РИА)
925	205710	Общий иммуноглобулин D (IgD) ИВД, набор, иммуногистохимическая реакция с ферментной меткой
926	205730	Общий иммуноглобулин D (IgD) ИВД, антитела

927	205840	Общий иммуноглобулин E (IgE) ИВД, антитела
928	205890	Общий иммуноглобулин E (IgE) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
929	205900	Общий иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуногистохимическая реакция с ферментной меткой
930	205960	Общий иммуноглобулин G (IgG) ИВД, антитела
931	206020	Общий иммуноглобулин M (IgM) ИВД, набор, иммуногистохимическая реакция с ферментной меткой
932	206070	Общий иммуноглобулин A (IgA) ИВД, набор, иммуногистохимическая реакция с ферментной меткой
933	206310	Линза очковая пробная
934	206340	Липопротеин ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ
935	206400	Контейнер металлический для лекарственных средств
936	206430	Микропротеин ИВД, калибратор
937	206450	Микропротеин ИВД, реагент
938	206620	Общий простат-специфический антиген (tPSA) ИВД, реагент
939	206690	Кусачки черепно-лицевые, многоразового использования
940	207050	Сверло оториноларингологическое металлическое/карбидное, многоразового использования
941	207150	SSB/La антитела (антитела Шегрена) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
942	207180	Бета-лактамаза дифференцирующий реагент ИВД
943	207270	Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, ручные
944	207290	Костыль подмышечный
945	207330	Реагент для микробиологического теста на продукцию каталазы ИВД
946	207480	Киназа анапластической лимфомы ИВД, антитела
947	207630	Экзоскелет программируемый, для ходьбы, клинический
948	207650	Система помпа инсулиновая инфузионная/глюкометр
949	207670	Резервуар для инсулиновой инфузионной помпы

950	207690	Эндопротез надколенника с металлическим покрытием
951	207700	Компонент эндопротеза локтевого сустава локтевой с металлическим покрытием
952	207770	Преальбумин (транстиретин) ИВД, реагент
953	207800	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная
954	207810	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная
955	207820	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная
956	207840	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с электронным управлением, складная
957	207850	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная
958	207860	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с односторонним приводом на переднее колесо, нескладная
959	207910	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная
960	207920	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемое пациентом, с ручным рулевым управлением, складное
961	207930	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная
962	207980	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, нескладная
963	207990	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная
964	208000	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, складная
965	208010	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с приводом на передние колеса, складная

966	208020	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с приводом на задние колеса, складная
967	208100	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с ножным приводом, складная
968	208110	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним приводом на переднее колесо, складная
969	208120	Кресло-коляска, управляемое пациентом, с двуручным рычажным приводом, нескладная
970	208130	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с ножным приводом, нескладная
971	208140	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с односторонним приводом на заднее колесо, нескладная
972	208150	Кресло-коляска, с приводом, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, нескладная
973	208230	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с ножным приводом, нескладная
974	208240	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на передние колеса, нескладная
975	208250	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная
976	208260	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с приводом на передние колеса, нескладная
977	208300	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, складная
978	208310	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с электронным управлением, нескладная
979	208320	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая пациентом, с ручным рулевым управлением, нескладная
980	208330	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с двуручным рычажным приводом, складная
981	208340	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная

982	208400	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная
983	208410	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним приводом на заднее колесо, нескладная
984	208420	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с ножным приводом, складная
985	208430	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с односторонним рычажным приводом, нескладная
986	208460	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на передние колеса, складная
987	208470	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, складная
988	208480	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемое пациентом, с электронным рулевым управлением, складное
989	208490	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая пациентом, с электронным рулевым управлением, нескладная
990	208500	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с двуручным цепным приводом, складная
991	208550	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным рычажным приводом, складная
992	208560	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним приводом на заднее колесо, складная
993	208580	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с ручным управлением, нескладная
994	208590	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с двуручным цепным приводом, нескладная
995	208600	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с приводом на задние колеса, нескладная
996	208610	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с односторонним приводом на заднее колесо, складная
997	208620	Кресло-коляска, с приводом, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, складная

998	208690	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным рычажным приводом, нескладная
999	208700	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним приводом на переднее колесо, нескладная
1000	208710	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная
1001	208720	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с односторонним приводом на переднее колесо, складная
1002	208730	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с односторонним рычажным приводом, складная
1003	208780	Иммобилизатор/ортез для плеча, многоразового использования
1004	208790	Протез при вычленении плечевого сустава, без электропитания
1005	208820	Винт для эндопротеза плечевого сустава
1006	208850	Ортез для суставов руки
1007	208860	Протез при дезартикуляции плеча, с электроприводом
1008	208880	Иммобилизатор/ортез для плеча, одноразового использования
1009	208890	Компонент эндопротеза плечевого сустава гленоидный, стандартный
1010	209080	Кусачки для молоточка среднего уха
1011	209280	Устройство для подготовки проб ИВД
1012	209300	Иглодержатель, многоразового использования
1013	209600	Двухспиральная ДНК антитела ИВД, набор, иммунофлуоресцентный анализ
1014	209740	Мандрен иглы
1015	209760	Накладка защитная на сосок, многоразового использования
1016	209890	Анти-Le ^a групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
1017	209900	Анти-Le ^b групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
1018	209970	Катетер уретральный для однократного дренирования
1019	209980	Набор для однократной катетеризации уретры для самостоятельного применения, одноразового использования
1020	209990	Набор для однократной катетеризации уретры для самостоятельного применения, многоразового использования
1021	210090	Эндопротез коленного сустава тотальный с мобильной платформой
1022	210110	Трость одноопорная

1023	210150	Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый однокамерный
1024	210230	Протез локтевого сустава миоэлектрический
1025	210240	Протез руки миоэлектрический для пациентов после обширной ампутации верхней конечности
1026	210330	Протез кисти руки миоэлектрический
1027	210370	Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования
1028	210380	Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования
1029	210510	Система комплемента компоненты C3/C3c ИВД, антитела
1030	210540	Эритроциты сенсibilизированные комплемент-ассоциированными белками ИВД, контрольный материал
1031	210670	Система комплемента компоненты C4/C4c ИВД, антитела
1032	210730	Система комплемента компоненты C4/C4c ИВД, реагент
1033	210760	Система комплемента компонент C3 проактиватор ИВД, реагент
1034	210890	Система комплемента компоненты C3/C3c ИВД, реагент
1035	211070	Стерилизатор этиленоксидный
1036	211610	Вирус кори антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, контрольный материал
1037	211630	Вирус кори антитела класса иммуноглобулин M (IgM) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
1038	211850	Вирус кори антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
1039	211920	Ходунки для опоры одной стороны тела
1040	211940	Мышечноспецифический альфа/гамма актин ИВД, антитела
1041	212150	Проводник фильтра для защиты от эмболии
1042	212180	Акриловая смола заливочная среда ИВД
1043	212270	Зажим для пуповины, многоразового использования
1044	212300	Крепление замковое для дентального протеза прецизионное лабильное
1045	212310	Подъемник электрический для регулировки высоты кровати
1046	212390	Инсулин антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)

1047	212420	Картридж для автоинъектора лекарственных средств
1048	212580	Инсулин ИВД, реагент
1049	212780	Инсулиноподобный фактор роста 1 ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1050	213230	Аппликатор для распыления хирургического клея/герметика
1051	213370	В-лимфоциты активирующий белок ИВД, антитела
1052	213440	Вирус краснухи антитела класса иммуноглобулин М (IgM) ИВД, реагент
1053	213600	Вирус краснухи антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммунофлуоресцентный анализ
1054	213630	Вирус краснухи антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, реагент
1055	213700	Вирус краснухи антитела класса иммуноглобулин М (IgM) ИВД, набор, иммунофлуоресцентный анализ
1056	213730	Ример ортопедический для костномозгового канала, жесткий
1057	213920	Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава металлический
1058	214690	Эндопротез тазобедренного сустава тотальный с парой трения металл-металл
1059	214720	Церулоплазмин ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ
1060	214740	Церулоплазмин ИВД, реагент
1061	215480	Шунт эндолимфатический
1062	215540	Антиспермальные антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1063	215650	Анти-М групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
1064	215660	Анти-М групповое типирование эритроцитов ИВД, лектин
1065	215900	Экстрактор электрода электрокардиостимулятора, чрескожный
1066	216320	Система пневматическая экстракорпоральной ударно-волновой терапии для ортопедии
1067	216500	Дрель/пила хирургическая универсальная, с пневматическим приводом

1068	216510	Двигатель хирургической дрели/пилы для костей/суставов, пневматический
1069	216570	Система пневматическая для литотрипсии
1070	216590	Насадка для хирургической дрели, с пневматическим приводом
1071	216620	Перфоратор черепа автоматический, одноразового использования
1072	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье
1073	216900	Анализатор спермы/спермограммы ИВД
1074	217040	Тромбиновое время ИВД, контрольный материал
1075	217860	Цитомегаловирус (ЦМВ) общие антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1076	217870	Трансплантат связок, из синтетического полимера
1077	217940	Бор стоматологический полимерный
1078	218000	D-димер ИВД, калибратор
1079	218010	D-димер ИВД, реагент
1080	218060	Стент пищеводный полимерный, нерассасывающийся
1081	218120	Стент аортальный металлический непокрытый
1082	218140	Стент для сонной артерии металлический непокрытый
1083	218150	Стент для сосудов головного мозга металлический непокрытый
1084	218180	Стент мочеточниковый металлический непокрытый
1085	218200	Стент для толстой кишки металлический непокрытый
1086	218630	Повязка пленочная полупроницаемая антибактериальная из синтетического полимера, адгезивная
1087	218660	Диспенсер дисков для определения чувствительности к антимикробным препаратам ИВД
1088	218680	Повязка пленочная полупроницаемая антибактериальная из синтетического полимера, неприлипающая
1089	218690	Трусы мужские антибактериальные
1090	218850	Плазмин ИВД, реагент
1091	219210	Альбумин ИВД, антитела
1092	219420	Витамин В3 (ниацин) ИВД, контрольный материал

1093	219610	Ретрактор абдоминальный, самоудерживающийся, фиксируемый
1094	219650	Ретрактор хирургический радиальный
1095	219700	Бандаж при абдоминальной грыже, одноразового использования
1096	219720	Шпатель абдоминальный/кишечный
1097	219780	Стент-графт эндоваскулярный для абдоминальной аорты
1098	219790	Бандаж абдоминальный, многоразового использования
1099	219810	Бандаж при абдоминальной грыже, многоразового использования
1100	220020	Плазминоген ИВД, реагент
1101	220030	Ингибитор активатора плазминогена ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1102	220100	Полимиксин В диски для тестирования на чувствительность ИВД
1103	220280	Кресло-туалет
1104	220820	Entamoeba histolytica антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1105	220980	Хромогранин А ИВД, антитела
1106	221030	Хромогранин А ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1107	221110	Дозиметр излучения термолюминесцентный
1108	221390	Комплект для введения катетера при пневмотораксе
1109	221400	Повязка при пневмотораксе
1110	221420	Антиген плоскоклеточного рака ИВД, контрольный материал
1111	221430	Антиген плоскоклеточного рака ИВД, калибратор
1112	221480	Система анализа движений глаз
1113	221510	Эндопротез коленного сустава двухкомпонентный
1114	221720	Антимюллеров гормон ИВД, контрольный материал
1115	221730	Антимюллеров гормон ИВД, калибратор
1116	221790	Бандаж давящий для калоприемника
1117	221800	Устройство для закрытия калоприемника
1118	221840	Пластина калоприемника, конвексная
1119	221850	Пластина калоприемника, плоская
1120	221860	Вкладыш конвексный стомный
1121	221990	Рапамицин (сиролимус) терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, калибратор

1122	222040	Рапамицин (сиролимус) терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, реагент
1123	222850	Щипцы для эндомиокардиальной биопсии, одноразового использования
1124	223560	Белок 4 эпидидимиса человека (HE4) ИВД, реагент
1125	223600	Соматотропный гормон (СТГ) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
1126	223610	Соматотропный гормон (СТГ) ИВД, калибратор
1127	223620	Соматотропный гормон (СТГ) ИВД, реагент
1128	223660	Соматотропный гормон (СТГ) ИВД, набор, радиоиммунный анализ (РИА)
1129	224580	Герпесвирус человека 8 тип антигены ИВД, реагент
1130	224620	Герпесвирус человека 6 тип антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммунофлуоресцентный анализ
1131	224710	Судан III раствор ИВД
1132	224860	Муцин ИВД, набор, иммуногистохимическая реакция с ферментной меткой
1133	224880	Муцин ИВД, антитела
1134	226580	Плацентарная щелочная фосфатаза ИВД, антитела
1135	226610	Анти-N групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
1136	226620	Анти-N групповое типирование эритроцитов ИВД, лектин
1137	226670	Губка хирургическая общего назначения
1138	227380	Эозин Y раствор ИВД
1139	227470	Белок Melan-A/MART-1 ИВД, антитела
1140	227600	Датчик для ультразвуковой визуализации ректальный/вагинальный
1141	227680	Ретрактор вагинальный, самоудерживающийся
1142	227900	Система фиксации грудины
1143	227960	Зеркало вагинальное, одноразового использования
1144	228060	Белок А плазмы связанный с беременностью ИВД, калибратор
1145	228070	Белок А плазмы связанный с беременностью ИВД, контрольный материал
1146	228080	Белок А плазмы связанный с беременностью ИВД, реагент
1147	228200	Система внутрисосудистой оптической когерентной томографии для коронарных артерий
1148	228290	Канюля для промывания сосудистая, для коронарных артерий, одноразового использования

1149	228300	Удлинитель проводника катетера для коронарных артерий
1150	228320	Канюля для коронарного синуса
1151	228390	Платформа для системы стабิโลграфии
1152	228560	Аппарат слуховой воздушной проводимости, заушный
1153	228600	Кетон (ацетоацетат) ИВД, реагент
1154	228610	Кетон (ацетоацетат) ИВД, набор, колориметрический экспресс-анализ, клинический
1155	228630	Кетон (ацетоацетат) ИВД, калибратор
1156	228700	Ксилоловый раствор ИВД
1157	228880	Corynebacterium diphtheriae антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, реагент
1158	228890	Corynebacterium diphtheriae антитела к токсину ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1159	228940	Ретрактор для ламинэктомии, самоудерживающийся
1160	228990	Блок доставки газа для аргон-усиленной электрохирургической системы
1161	229720	Устройство соединительное для хирургической электрической пилы, реципронное
1162	229730	Устройство соединительное для хирургической электрической пилы, осциллирующее
1163	229750	Стеллаж для сушки, неспециализированный
1164	229830	Колпачок защитный для шприца
1165	229890	Защита радиационная для шприца
1166	229920	Адаптер для переноса крови из шприца в пробирку ИВД
1167	230080	Рукоятка для ларингоскопа, многоразового использования
1168	230100	Ларингостробоскоп
1169	230160	Клинок для ларингоскопа, одноразового использования
1170	230300	Аммиак ИВД, контрольный материал
1171	230310	Аммиак ИВД, реагент
1172	230570	Раствор для окраски по Папаниколау типа EA 50 ИВД
1173	230600	Оранжевый Ж 6 раствор для окраски по Папаниколау ИВД
1174	230830	Микроскоп электронный сканирующий/просвечивающий

1175	230890	Повязка под кровоостанавливающую манжету, из латекса гевеи
1176	230900	Повязка под кровоостанавливающую манжету, нелатексная
1177	231120	Echinococcus granulosus антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммунофлуоресцентный анализ
1178	231180	Адренокортикотропный гормон (АКТГ) ИВД, набор, иммуногистохимическая реакция с ферментной меткой
1179	231220	Адренокортикотропный гормон (АКТГ) ИВД, антитела
1180	231230	Адренокортикотропный гормон (АКТГ) ИВД, набор, радиоиммунный анализ (РИА)
1181	231250	Адренокортикотропный гормон (АКТГ) ИВД, калибратор
1182	231260	Адренокортикотропный гормон (АКТГ) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
1183	231290	Адренокортикотропный гормон (АКТГ) ИВД, контрольный материал
1184	231350	Echinococcus granulosus/E. multilocularis антитела иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1185	231520	Реагент для удаления иммуноглобулинов ИВД
1186	231710	Реагент для иммуногистохимической демаскировки антигенных эпитопов ИВД
1187	231730	Хромогенный субстрат для иммуногистохимии ИВД, набор, иммуногистохимическая реакция с ферментной меткой
1188	231760	Усиливающий сигнал реагент для иммуногистохимии ИВД
1189	231770	Блокирующий эндогенную активность ферментов реагент для иммуногистохимии ИВД
1190	231790	Промывочный буфер для иммуногистохимии ИВД
1191	231800	Декальцинирующий раствор ИВД
1192	231830	Иммуногистохимическое определение антител ИВД, набор, иммуногистохимическая реакция с ферментной меткой
1193	231860	Протеаза реагент для иммуногистохимии ИВД
1194	231870	Разбавитель антител для иммуногистохимии ИВД
1195	231880	Разбавитель протеазы иммуногистохимический ИВД
1196	231990	Этиловый спирт (этанол) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ

1197	232050	Меланома специфический белок ИВД, антитела
1198	232440	Меланосома ИВД, антитела
1199	232480	Стол для диагностической визуализации универсальный
1200	232490	Спирометр диагностический, профессиональный
1201	232500	Камера для системы диагностической визуализации многоформатная
1202	232570	Фотопленка для диагностической визуализации, самопроявляющаяся
1203	232710	Пистолет биопсийный с боковым вырезом/с иглой
1204	232720	Пистолет биопсийный с боковым вырезом, многоразового использования
1205	232740	Sm/RNP антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1206	233160	Подгузники детские
1207	233270	Мешок для раствора для парентерального/энтерального питания
1208	233830	Виментин ИВД, антитела
1209	233940	Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый с функцией ресинхронизации
1210	233990	Рибонуклеопротеин антитела (анти-RNP) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1211	234030	Расширитель для грудины
1212	234060	Лезвие пилы для грудины, многоразового использования
1213	234270	Видеопринтер
1214	234280	Конго красный краситель ИВД, набор
1215	234600	Повязка гидрофобная бактерицидная
1216	234610	Фильтр для очистки воды бактериальный, стерилизуемый
1217	234700	Остеокальцин ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
1218	234720	Остеокальцин ИВД, калибратор
1219	234750	Капиллярная трубка для сбора капиллярной крови ИВД, с аммония гепарином
1220	235330	Миелопероксидаза лейкоцитов ИВД, антитела
1221	235440	Система гемодиализа, больничная
1222	235650	Бензодиазепины ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1223	235680	Кресло для гемодиализа, механическое

1224	235790	Катетер для гемодиализа двухпросветный, имплантируемый
1225	235930	Фильтр для очистки диализата от пирогенов для системы гемодиализа
1226	235950	Комплект кровепроводящих трубок для гемодиализа, одноразового использования
1227	235980	Йодная кислота краситель Шиффа ИВД, набор
1228	235990	Пластырь жидкий на основе коллодия
1229	236440	Скребок пародонтологический
1230	236860	Система инфузионная микроструйная
1231	236980	Зонд системы для радиочастотной абляции, одноразового использования
1232	236990	Катетер для радиочастотной абляции для почечной денервации
1233	237150	Канюля для зонда системы чрескожной радиочастотной абляции, одноразового использования
1234	237230	Нитрофурантоин диски для тестирования на чувствительность ИВД
1235	237270	Эстроген/прогестерон рецептор ИВД, антитела
1236	237430	Андроген рецептор ИВД, антитела
1237	237540	Эстроген/прогестерон рецептор ИВД, набор, иммуногистохимическая реакция с ферментной меткой
1238	237600	Индикатор биологический для контроля стерилизации
1239	237730	Стол операционный урологический, электромеханический
1240	237850	Множественные антитела к щитовидной железе ИВД, калибратор
1241	237910	Тиреоглобулин антитела ИВД, реагент
1242	238020	Гемоглобин A2 (HbA2) ИВД, реагент
1243	238140	Гаптоглобин ИВД, калибратор
1244	238150	Тиреоглобулин антитела ИВД, набор, иммунофлуоресцентный анализ
1245	238170	Тиреоглобулин ИВД, набор, иммуногистохимическая реакция с ферментной меткой
1246	238200	Гемоглобин S (HbS) ИВД, реагент
1247	238230	Тиреоглобулин ИВД, антитела
1248	238270	Гаптоглобин ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ

1249	238320	Гаптоглобин ИВД, реагент
1250	238350	Множественные антитела к щитовидной железе ИВД, набор, иммунофлуоресцентный анализ
1251	238480	Система инъекции контрастного вещества ангиографическая, с питанием от батареи
1252	238510	Катетер ангиографический, одноразового использования восстановленный
1253	238740	Система инъекции контрастного вещества ангиографическая, с питанием от сети, передвижная
1254	239110	Тиреопероксидаза антитела (АТ-ТПО, микросомальные антитела) ИВД, набор, иммунофлуоресцентный анализ
1255	239160	Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (TSHR) ИВД, набор, радиоиммунный анализ (РИА)
1256	239370	Тиреоидный фактор транскрипции 1 ИВД, антитела
1257	239550	Поглощение тиреоидных гормонов (Т-захват) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
1258	239580	Тиреопероксидаза (ТПО) ИВД, антитела
1259	239860	Система лазерная твердотельная с диодной накачкой с возможностью получения видеоизображений для офтальмологии
1260	240110	Такролимус терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1261	240120	Такролимус терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, калибратор
1262	240140	Такролимус терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, реагент
1263	240440	Повязка биополисахаридная пленочная полупроницаемая
1264	240570	Прибор для тестирования слуховых аппаратов/аудиометр
1265	240750	Программатор системы для нейромышечной электростимуляции
1266	240870	Ванкомицин терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, калибратор
1267	240950	Ванкомицин терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, реагент
1268	240990	Ванкомицин-устойчивые энтерококки нуклеиновые кислоты ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот

1269	241110	Повязка противоожоговая хлопковая, не антибактериальная
1270	241190	Кювета для определения содержания диоксида углерода, одноразового использования
1271	241200	Абсорбер диоксида углерода, многоразового использования
1272	241230	Картридж с абсорбентом диоксида углерода
1273	241310	Щипцы для сухожилия
1274	241410	Нить хирургическая хлопковая
1275	241500	Трихром по Массону ИВД, набор
1276	241620	Повязка с катионогенным поверхностно-активным веществом
1277	241830	Катетер баллонный для легочной артерии, стандартный
1278	241920	Бор стоматологический алмазный, одноразового использования
1279	241970	Вкладыш для эндопротеза коленного сустава одномышечковый
1280	241980	Эндопротез коленного сустава одномышечковый
1281	242110	Эстрон ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1282	242150	Гистоны антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1283	242280	Микроигла
1284	242400	Адипонектин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1285	242510	Legionella pneumophila антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, контрольный материал
1286	242800	Legionella pneumophila антитела класса иммуноглобулин M (IgM) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1287	242920	Bartonella henselae антитела класса иммуноглобулин M (IgM) ИВД, набор, иммунофлуоресцентный анализ
1288	243110	Legionella pneumophila антигены ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический
1289	243770	Legionella pneumophila антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1290	244110	Treponema pallidum антитела класса иммуноглобулин M (IgM) ИВД, контрольный материал
1291	244130	Treponema pallidum антигены ИВД, реагент

1292	244140	Трепонема pallidum антитела класса иммуноглобулин М (IgM) ИВД, реагент
1293	244160	Трепонема pallidum общие антитела ИВД, реагент
1294	244230	Трепонема pallidum антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, калибратор
1295	244260	Трепонема pallidum антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, контрольный материал
1296	244290	Трепонема pallidum антигены ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс, клинический
1297	244300	Трепонема pallidum антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, реагент
1298	244540	Метронидазол диски для тестирования на чувствительность ИВД
1299	244570	Тропонин Т ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс, клинический
1300	244610	Тропонин I ИВД, контрольный материал
1301	244630	Тропонин I ИВД, реагент
1302	244690	Тропонин Т ИВД, контрольный материал
1303	244710	Кальпонин ИВД, антитела
1304	244900	Нейронспецифическая енолаза ИВД, антитела
1305	244950	Повязка для бесконтактного нормотермического лечения ран
1306	245180	Игла для аспирации ооцитов для ЭКО, одноразового использования
1307	245270	Анализатор идентификации микроорганизмов/чувствительности к антимикробным препаратам ИВД, полуавтоматический
1308	245340	Адаптер для инструмента/ортопедического имплантата, одноразового использования
1309	245540	Вкладыш из ортопедического цемента
1310	245600	Бор ортопедический, одноразового использования
1311	245630	Набор для замешивания/введения ортопедического цемента
1312	245770	Проводник ортопедического трансплантата
1313	245780	Ударная насадка для установки ортопедического имплантата
1314	246000	Устройство направляющее для ортопедических имплантатов
1315	246080	Стержень костный ортопедический, рассасывающийся

1316	246090	Долото ортопедическое буровое
1317	246100	Экстрактор ортопедического цемента, ручной
1318	246110	Канюля для введения ортопедического цемента
1319	246120	Цемент костный, не антибактериальный
1320	246180	Лезвие ортопедического остеотома, многоразового использования
1321	246280	Пластина накостная для фиксации переломов винтами, рассасывающаяся
1322	246310	Винт костный ортопедический, рассасывающийся
1323	246350	Цемент костный, антибактериальный
1324	246360	Вкладыш для придания анатомической формы пластине для остеосинтеза, одноразового использования
1325	246390	Устройство для сборки ортопедического имплантата/инструмента
1326	246570	Миелопероксидаза цитоплазматические антинейтрофильные антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1327	246740	Комплект с кровепроводящими магистралями для системы фотофереза
1328	246960	Повязка с гидрофильными микросферами
1329	247080	Ассоциированный с микрофталмией фактор транскрипции ИВД, антитела
1330	247270	Тейкоплагин диски для тестирования на чувствительность ИВД
1331	247640	Микропротеин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ
1332	247770	Протез нижней конечности внешний временный
1333	247790	Катетер для временной стимуляции сердца
1334	247820	Катетер баллонный для временной стимуляции сердца
1335	247860	Игла тупая диагностическая, одноразового использования
1336	248090	Зажим геморроидальный, многоразового использования
1337	248230	Ортез на бедро
1338	248290	Система ретракционная хирургическая, одноразового использования
1339	248300	Лезвие хирургического ретрактора/системы ретракции, одноразового использования

1340	248310	Система для промывания хирургическая/ортопедическая одноразовая с питанием от сети
1341	248420	Средство гемостатическое на основе хитозана, профессиональное
1342	248470	Устройство для подготовки препаратов на предметном стекле ИВД
1343	248520	Пиелоскоп
1344	248550	Штатив для приготовления/окраски предметных стекол
1345	248600	Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД
1346	248680	Камера для хранения предметных стекол
1347	248700	Стекло покрывное для предметного стекла микроскопа ИВД
1348	248710	Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, полуавтоматическое
1349	248740	Устройство для окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД
1350	249030	Глюкоза/гемоглобин (Hb) ИВД, контрольный материал
1351	249220	Тирозинфосфатаза антитела (anti-IA2) ИВД, реагент
1352	249340	Циклоспорин А/циклоспорин терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, реагент
1353	249370	Циклоспорин А/циклоспорин терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, калибратор
1354	249390	Апликатор для хирургического клея/герметика для катетеризации артерий
1355	249430	Скальпель гемостатический
1356	249590	Андростендион ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1357	249900	Ангиотензин-конвертирующий фермент ИВД, калибратор
1358	249950	Ангиотензин-конвертирующий фермент ИВД, контрольный материал
1359	250000	Частицы для эмболизации сосудов с химиотерапевтическим средством
1360	250220	Обувь ортопедическая, стандартная
1361	250260	Стелька ортопедическая, готовая, не антибактериальная
1362	250300	Стелька ортопедическая, готовая, антибактериальная

1363	250500	Метотрексат терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, калибратор
1364	250510	Метотрексат терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, реагент
1365	250520	Метотрексат терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, контрольный материал
1366	250590	Метенаминовое серебро для окраски по Грокотту (GMS) ИВД, набор
1367	250630	Вкладыш ушной, изготовленный индивидуально
1368	250880	Набор для замещения водянистой влаги/жидкости стекловидного тела глаза
1369	250950	Парвовирус В19 антитела класса иммуноглобулин М (IgM) ИВД, реагент
1370	251300	Парвовирус В19 антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, реагент
1371	251440	Парвовирус В19 антитела класса иммуноглобулин М (IgM) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1372	251510	Аденовирус антитела класса иммуноглобулин G (IgG)/IgM ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1373	251750	Аденовирус антитела класса иммуноглобулин А (IgA) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1374	251780	Парвовирус В19 антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1375	253050	Группа А2 Rh (D) отрицательная эритроциты ИВД, антигены
1376	253210	Агар для Streptococcus группы В питательная среда ИВД, хромогенная
1377	253530	Анти-Р1 групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
1378	253620	Белок BNP/Пептид NT-proBNP ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс, клинический
1379	253650	Белок BNP/Пептид NT-proBNP ИВД, контрольный материал
1380	253660	Белок BNP/Пептид NT-proBNP ИВД, реагент
1381	253740	Лезвие ручного скальпеля, одноразового использования
1382	253750	Ручка скальпеля, многоразового использования
1383	253830	Эртапенем диски для тестирования на чувствительность ИВД
1384	254090	Буж пищеводный, многоразового использования

1385	254230	Щетка для чистки расширителя пищевода
1386	254300	Воздуховод носоглоточный, одноразового использования
1387	254320	Электрод носоглоточный
1388	254410	Фосфатидилсерин антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1389	254610	Катетер венозный центральный периферически вводимый
1390	254780	Фосфолипиды ИВД, калибратор
1391	254810	Фосфолипиды ИВД, контрольный материал
1392	254830	Фосфолипиды ИВД, реагент
1393	254990	Головка эндопротеза плечевого сустава с анкерным типом крепления
1394	255030	Мешок уростомный однокомпонентный
1395	255450	Toxoplasma gondii антитела класса иммуноглобулин М (IgM) ИВД, реагент
1396	255460	Ureaplasma urealyticum антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, реагент
1397	255680	Кресло-коляска цельнопластиковая стандартная
1398	255750	Toxoplasma gondii антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, калибратор
1399	255860	Toxoplasma gondii антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, контрольный материал
1400	255880	Toxoplasma gondii общие антитела ИВД, набор, реакция агглютинации
1401	255890	Ureaplasma urealyticum антитела класса иммуноглобулин М (IgM) ИВД, реагент
1402	256040	Toxoplasma gondii антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, реагент
1403	256100	Параподиум рамка для ходьбы
1404	256110	Параподиум-вертикализатор
1405	256180	Бор стоматологический для установки штифтов
1406	256200	Протез кисти руки управляемый телом
1407	256280	Пила для аутопсии с питанием от сети
1408	256300	Насадка системы для краниотомии, с питанием от сети
1409	256330	Протез кисти руки управляемый телом, с фиксирующим механизмом
1410	256370	Блок управления хирургической дрелью/пилой, с питанием от сети

1411	256390	Протез локтевого сустава управляемый телом
1412	256420	Протез локтевого сустава управляемый телом, с фиксирующим механизмом
1413	256430	Рукоятка шейверной артроскопической системы, с электропитанием
1414	256450	Система операционного электромеханического стола с питанием от сети
1415	256460	Электробритва с питанием от сети
1416	256520	Система шейверная оториноларингологическая
1417	256530	Электродвигатель хирургической дрели с питанием от сети
1418	256870	Протез уха внешний, имплантируемый
1419	256990	Липопротеин А ИВД, реагент
1420	257190	Липопротеин А ИВД, контрольный материал
1421	257330	Пила ручная для аутопсии
1422	257340	Стол для аутопсии
1423	257430	С-пептид ИВД, реагент
1424	257450	С-пептид ИВД, контрольный материал
1425	257800	Синаптофизин ИВД, антитела
1426	258120	Лучепровод урогенитальной хирургической лазерной системы, одноразового использования
1427	258170	Лучепровод для лазера эндоскопический, многоразового использования
1428	258520	Рукоятка водоструйной хирургической системы, многоразового использования
1429	258830	Весы-стул, электронные
1430	258940	CD45RA клеточный маркер ИВД, антитела
1431	259280	Пиперациллин диски для тестирования на чувствительность ИВД
1432	259290	Пиперациллин/тазобактам диски для тестирования на чувствительность ИВД
1433	259400	Фиксатор плечевой кости метафизарный
1434	259430	Протез глазной тонкостенный
1435	259450	Набор для клипирования бедренной артерии
1436	259580	Катетер для доступа к бедренной артерии/вене
1437	259740	Наконечник хирургической плазменной системы
1438	259830	Система для компрессии бедренной артерии, ручная, многоразового использования
1439	259860	Комплект для наложения шва на бедренную артерию/вену

1440	259910	Средство гемостатическое неорганического происхождения
1441	260060	Протез головки бедренной кости пробный
1442	260200	Коннектор безыгольного соединения с прямоточным клапаном для инфузионной системы внутривенных вливаний
1443	260340	Крючок офтальмологический общего назначения, одноразового использования
1444	260590	Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования
1445	260610	Устройство ротационное для протеза плеча
1446	260700	Ножницы хирургические общего назначения, одноразового использования
1447	260870	Хлорамфеникол диски для тестирования на чувствительность ИВД
1448	260950	Простатический специфический мембранный антиген (ПСМА) ИВД, набор, энзимная иммуногистохимия
1449	260960	Простатический специфический мембранный антиген (ПСМА) ИВД, антитела
1450	260990	Распатор для ребер
1451	261270	Диализатор лабораторный
1452	261330	Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный
1453	261440	Анализатор иммунофлуоресцентный ИВД, лабораторный
1454	261450	Блок сухого нагрева ИВД
1455	261700	Встряхиватель лабораторный
1456	261870	Бикарбонат (НСО ₃ ⁻) ИВД, контрольный материал
1457	261920	Тикарциллин диски для тестирования на чувствительность ИВД
1458	261960	Кресло-коляска для подъема по лестнице
1459	262040	Нож шовный, многоразового использования
1460	262080	Инструмент для завязывания хирургических узлов
1461	262110	Инструмент для опускания узла шовной нити, одноразового использования
1462	262120	Набор для удаления швов
1463	262160	Сшиватель, одноразового использования
1464	262260	Панкреатическая эластаза ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1465	262380	Клапан неререверсивный, многоразового использования

1466	262460	Офтальмоскоп непрямой бинокулярный
1467	262470	Катетер ротационный для атерэктомии/тромбэктомии
1468	262750	Набор для криогенного удаления бородавок
1469	262800	Микроскоп световой флуоресцентный
1470	262930	Перчатки компрессионные/сдавливающие перчатки
1471	263100	Рама опорная хирургической ретракционной системы, многоразового использования
1472	263140	Эндопротез тазобедренного сустава поверхностный металлический
1473	263310	Аллерген-специфические антитела класса иммуноглобулин Е (IgE) ИВД, калибратор
1474	263420	Aspergillus fumigatus общие антитела ИВД, реакция экспресс-агглютинации, клинический
1475	263580	Aspergillus fumigatus антитела класса иммуноглобулин М (IgM) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1476	263620	Aspergillus fumigatus антитела класса иммуноглобулин А (IgA) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1477	263720	Анти-Rh(D) скрининг антител ИВД, контрольный материал
1478	263870	Катетер для измерения артериального давления
1479	263960	Пластина/держатель фиксирующая для системы внутренней фиксации костно-реберного каркаса
1480	264300	Шунт вентрикулоперитонеальный
1481	264380	Хлорид (Cl-) ИВД, набор, ион-селективные электроды
1482	264520	Насос центробежный для систем искусственного кровообращения, с электропитанием
1483	264590	Раствор для промывания сосудистого катетера/канюли, с антикоагулянтом, не антибактериальный
1484	264650	Гастрин ИВД, антитела
1485	264810	Анализатор для системы анализа переднего сегмента глаза
1486	264860	Анализатор переднего сегмента глаза
1487	265070	Степлер режущий эндоскопический с электроприводом, одноразового использования
1488	265230	Интерлейкин 6 ИВД, калибратор
1489	265940	Интерлейкин 6 ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ

1490	266080	Тренажер механический для верхних конечностей, с рычажным/роликовым блоком
1491	266110	Тренажер механический с грузами для мышц нижних конечностей
1492	266210	Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента
1493	266270	Система переменной компрессии вен
1494	266370	Шина назальная внешняя
1495	266380	Система внешней ортопедической фиксации, одноразового использования
1496	266450	Система внутренней ортопедической фиксации, с серкляжной проволокой/тросом
1497	266530	Ретрактор эндоскопический с внутренней фиксацией
1498	266590	Аппликатор эндоскопического ретрактора с внутренней фиксацией
1499	266680	Наматрасник противопрлежневый надувной с регулируемым давлением, многоразового использования
1500	266690	Подушка для сиденья противопрлежневая надувная с регулируемым давлением, одноразового использования
1501	266700	Подушка для сиденья противопрлежневая надувная с регулируемым давлением, многоразового использования
1502	266710	Наматрасник противопрлежневый надувной с регулируемым давлением, одноразового использования
1503	266750	Система противопрлежневая с надувным наматрасником с регулируемым давлением
1504	266770	Система противопрлежневая с надувной подушкой с регулируемым давлением
1505	266840	SSA/Ro антитела (антитела Шегрена) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1506	266860	CD45RO клеточный маркер ИВД, антитела
1507	266980	Мупироцин диски для тестирования на чувствительность ИВД
1508	267060	Sc1-70 антитела ИВД набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1509	267210	Вальпроевая кислота терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, калибратор
1510	267230	Вальпроевая кислота терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)

1511	267240	Вальпроевая кислота терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, реагент
1512	267400	Центомера антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1513	267460	Центромерный белок антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1514	267510	Кусачки для ребер
1515	267710	Нейтрофильный желатиназа- ассоциированный липокалин ИВД, реагент
1516	267730	Нейтрофильный желатиназа- ассоциированный липокалин ИВД, контрольный материал
1517	267760	Нейтрофильный желатиназа- ассоциированный липокалин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1518	267810	Нейтрофильный желатиназа- ассоциированный липокалин ИВД, калибратор
1519	267830	Изопропилового спирта раствор ИВД
1520	268000	Диссектор баллонный лапароскопический
1521	268010	Канюля лапароскопическая для промывания/аспирации
1522	268050	Обтуратор артроскопический
1523	268110	Набор для нефроскопических хирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования
1524	268160	Держатель/электрод эндоскопический электрохирургический, биполярный, одноразового использования
1525	268280	Порт мультиинструментальный лапароскопический, одноразового использования
1526	268370	Вставка сужающая для уплотнителя канюли для лапароскопического доступа
1527	268460	Лезвие артроскопической шейверной системы, одноразового использования
1528	268550	Катетер нефростомический
1529	268670	Кольцо для лапаратомии
1530	268690	Набор для промывания для гастроэнтерологии и урологии, одноразового использования
1531	268720	Крючок для гастроэнтерологии и урологии
1532	269170	Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный
1533	269200	Измеритель для смежных/окклюзионных межзубных промежутков, одноразового использования

1534	269300	Трубка эндотрахеальная устойчивая к лазерному излучению
1535	269390	Эндопротез плечевого сустава тотальный реверсивный
1536	269400	Пластина реверсивного эндопротеза плечевого сустава базовая
1537	269420	Чашка реверсивного эндопротеза плечевого сустава полиэтиленовая
1538	269440	Головка реверсивного эндопротеза плечевого сустава
1539	269520	Стол инверсионный
1540	269620	Микроскоп световой инвертированный
1541	269860	Наконечник струйный для очистки медицинских изделий
1542	269930	Защита для хирургических инструментов, многоразового использования
1543	269940	Защита для хирургических инструментов, одноразового использования, стерильная
1544	270030	Стержень интрамедуллярный плечевой
1545	270120	Микротом ротационный ИВД
1546	270160	Апликатор клипс для аневризмы
1547	270200	Анти-S [MNS003] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
1548	270210	Анти-S [MNS004] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
1549	270290	Волчаночный антикоагулянт ИВД, реагент
1550	270300	Волчаночный антикоагулянт ИВД, калибратор
1551	270360	Кюретка для околоносовых пазух
1552	270380	Макроскопический поликистозный жидкий белок (GCDFP-15) ИВД, антитела
1553	270530	p504s ИВД, иммуногистохимическая реакция с ферментной меткой
1554	270580	p504s белок ИВД, антитела
1555	270690	Белок опухоли Вильмса ИВД, антитела
1556	271000	Вирус эпидемического паротита антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, контрольный материал
1557	271170	Гимза красящий раствор ИВД
1558	271250	Фильтр для линии забора проб газа, одноразового использования
1559	271340	Ножницы ушные, многоразового использования

1560	271350	Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования
1561	271500	Система управления/получения видеоизображений для эндоскопа
1562	271570	Насадка бинокулярная для эндоскопа
1563	271660	Адаптер для эндоскопического источника света
1564	272010	Система чрескожного мониторинга газов крови
1565	272160	Система противэпилептической электростимуляции блуждающего нерва/для психиатрической терапии имплантируемая
1566	272670	Агар с цетримидом и налидиксовой кислотой для <i>Pseudomonas spp.</i> питательная среда ИВД
1567	272700	Протез трансфemorальный
1568	272790	Ножка эндопротеза проксимального отдела плечевой кости с "пресс-фит" фиксацией
1569	273280	Трансиллюминатор оториноларингологический
1570	273360	Трипсин ИВД, реагент
1571	273460	Тирозиназа ИВД, антитела
1572	273540	Бикс для перевязочного материала
1573	273630	Порт/катетер инфузионный/инъекционный, имплантируемый
1574	273810	Измеритель имплантата молочной железы инвазивный, фиксированный, многоразового использования
1575	274120	Рибосомные фосфопротеины антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1576	274270	Полиспецифические антитела к глобулину/комplementу человека ИВД, антитела
1577	274320	Система complementа компонент C4 ИВД, моноспецифические антитела
1578	274370	Воронка ушная, одноразового использования
1579	274390	Моноспецифический иммуноглобулин G к глобулину человека (IgG) ИВД, антитела
1580	274490	Создание атмосферных условий ИВД, набор
1581	274560	Кресло-коляска для транспортировки, складная
1582	274580	Кресло-коляска для транспортировки, нескладная
1583	274740	Игла сердечная трансептальная, одноразового использования
1584	274760	Калий (K+) ИВД, набор, ион-селективные электроды
1585	274830	Антиген 225 карциномы молочной железы (антиген BSA-225) ИВД, антитела

1586	274890	Канюля для дуктографии молочной железы
1587	274990	Протез молочной железы внешний
1588	275240	Микротом криостатический ИВД
1589	275280	Игла для вспомогательных репродуктивных технологий, одноразового использования восстановленная
1590	275310	Микроинструмент для вспомогательных репродуктивных технологий
1591	275350	Набор для витрификации для вспомогательных репродуктивных технологий
1592	275360	Катетер/комплект для вспомогательных репродуктивных технологий
1593	275370	Носитель для витрификации для вспомогательных репродуктивных технологий
1594	275390	Набор катетеров для вспомогательных репродуктивных технологий
1595	275430	Система удаленного мониторинга имплантированного электрокардиостимулятора
1596	275470	Повязка для лечения рубцов, одноразового использования, нестерильная
1597	275500	Сверло хирургическое спиральное, одноразового использования, нестерильное
1598	275570	Альдостерон ИВД, контрольный материал
1599	275580	Альдостерон ИВД, набор, радиоиммунный анализ (РИА)
1600	275600	Повязка для лечения рубцов, многоразового использования
1601	275610	Альдостерон ИВД, реагент
1602	275620	Держатель для анестезиологической дыхательной трубки
1603	275710	Катетер проводниковый анестезиологический, антибактериальный
1604	275860	Катетер проводниковый анестезиологический
1605	276110	Табурет анестезиолога
1606	276160	Протез транстибиальный
1607	276320	Кишечный специфический транскрипционный фактор Cdx2 ИВД, антитела
1608	276410	Колистин минимальная ингибирующая концентрация ИВД
1609	276460	Губка для мытья тела адаптационная
1610	276590	Устройство электронное для устного воспроизведения текста адаптационное
1611	276730	Устройство адаптационное для подъема/наклона предметов

1612	276840	Устройство для одевания/раздевания адаптационное в виде рукоятки с крючком
1613	276930	Каталка сидячая адаптационная
1614	276970	Каталка колесная адаптационная
1615	277040	Устройство для одевания адаптационное
1616	277170	Каталка лежачая адаптационная
1617	277680	Крючок для застегивания пуговиц адаптационный
1618	277890	Ухват-зажим электрический адаптационный
1619	278420	Набор для промывания колостомы, одноразового использования
1620	278440	Повязка перистомная/околораневая
1621	278450	Набор для промывания колостомы, многоразового использования
1622	279160	Держатель/электрод электрохирургический для открытых операций, биполярный, одноразового использования
1623	279200	Манометр для медицинских изделий
1624	279210	Набор удлинительный для контроля давления
1625	279340	Кожух датчика давления, одноразового использования
1626	279360	Устройство нагнетательное для внутривенной инфузии, автоматическое
1627	279600	Переключатель ножной, с электропитанием
1628	279660	Шприц для промывания слухового прохода
1629	279940	Набор первой медицинской помощи, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования
1630	279950	Повязка/бинт абсорбирующий для оказания первой помощи
1631	279960	Набор первой медицинской помощи, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования
1632	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства
1633	279980	Бандаж для запястья, одноразового использования
1634	279990	Бандаж для запястья, многоразового использования
1635	280040	Островковые клетки антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1636	280090	CD2 Т-клеточный маркер ИВД, антитела

1637	280290	Иммобилизатор запястья, многоразового использования
1638	280300	Иммобилизатор запястья, одноразового использования
1639	280340	Фиксатор конечности/туловища/головы, одноразового использования
1640	280360	Подгузники для взрослых
1641	280370	Ортез запястья
1642	280490	Изолят культуры дрожжей/профиль чувствительности к антимикробным препаратам ИВД, набор
1643	280730	Система ОФЭКТ совмещенная с системой рентгеновской компьютерной томографии
1644	280780	Ортез для вытягивания запястья/кисти/пальца
1645	280800	Ортез для стабилизации запястья/кисти/пальца в функциональном положении
1646	280840	Ортез для запястья/кисти
1647	281130	Ретрактор периокулярный/лакримальный, ручной, многоразового использования
1648	281150	Кассета/фотостимулируемый экран для цифровой рентгенографии, маммографические
1649	281190	Кассета/экран фотостимулируемый для цифровой рентгенографии, стоматологические
1650	281540	Простатическая кислая фосфатаза ИВД, антитела
1651	281570	Простатическая кислая фосфатаза ИВД, калибратор
1652	281830	Фолаты (витамин В9) ИВД, реагент
1653	281940	Опиаты/метаболиты опиатов ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1654	281980	Протез твердого неба
1655	282020	Источник радионуклидный для брахитерапии с дистанционной загрузкой радионуклидного источника
1656	282080	Электропривод с удаленным управлением к хирургической дрели с перезаряжаемой батареей
1657	282090	Привод гибкий для хирургической/стоматологической системы с дистанционным управлением
1658	282140	Неоптерин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1659	282250	Прибор для диагностики скрытого косоглазия
1660	282280	Цефотетан диски для тестирования на чувствительность ИВД
1661	282460	Актин гладкомышечной ткани ИВД, антитела

1662	282470	Миозин гладкомышечной ткани ИВД, антитела
1663	282680	Мезотелиальные клетки ИВД, антитела
1664	282710	Аппарат сшивающий эндоскопический, одноразового использования
1665	282800	Генератор для эндоскопической системы диатермической электрохирургии
1666	283080	Трубка эндоскопическая внешняя, одноразового использования
1667	283100	Держатель/электрод эндоскопический электрохирургический, биполярный, многоразового использования переработанный
1668	283150	Система эндоскопическая для размещения стента
1669	283180	Система топометрическая для радионуклидной дистанционной лучевой терапии
1670	283710	Антитромбин III (АТIII) ИВД, реагент
1671	284060	Пилка для пластической хирургии
1672	284070	Остеотом для пластической хирургии
1673	284150	Система защиты сонных артерий от эмболии
1674	284240	Средство гемостатическое на основе желатина
1675	284760	Держатель картриджа с клипсами для лигирования
1676	284770	Клипса для лигирования, из синтетического полимера, нерассасывающаяся
1677	284810	Стол тракционный, с питанием от сети
1678	285030	Анкер для крепления сухожилий/связок к кости, рассасывающийся
1679	285230	Вирус гепатита С антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
1680	285390	Вирус гепатита В антитела класса иммуноглобулин М (IgM) к ядерному антигену ИВД, калибратор
1681	285680	Вирус гепатита В поверхностный антиген ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический
1682	285830	Вирус гепатита А антитела класса иммуноглобулин М (IgM) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
1683	286060	Вирус гепатита А антитела класса иммуноглобулин М (IgM) ИВД, реагент
1684	286150	Вирус гепатита В поверхностный антиген ИВД, реагент

1685	286440	Вирус гепатита С ядерный антиген ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
1686	286760	Вирус гепатита А антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, калибратор
1687	286780	Вирус гепатита А общие антитела ИВД, реагент
1688	286980	Вирус гепатита А антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, контрольный материал
1689	287010	Вирус гепатита В антитела класса иммуноглобулин М (IgM) к ядерному антигену ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
1690	287210	Вирус гепатита А антитела класса иммуноглобулин М (IgM) ИВД, калибратор
1691	287330	Вирус гепатита С антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, контрольный материал
1692	287480	Коннектор безыгольного соединения с возвратным клапаном для инфузионной системы внутривенных вливаний
1693	287590	Повязка из пеноматериала для системы лечения ран отрицательным давлением, не антибактериальная
1694	287630	Повязка абсорбирующая для системы лечения ран отрицательным давлением, антибактериальная
1695	287800	Специфический антиген гепатоцитов ИВД, антитела
1696	287910	Анализатор биохимический одноканальный ИВД, для использования вблизи пациента
1697	287970	Анализатор гемоглобина ИВД, для использования вблизи пациента
1698	288080	Стол операционный для проктологии, электромеханический, с питанием от сети
1699	288130	Набор для эластомерного инфузионного насоса
1700	288360	Аудиометр чистых тонов
1701	288370	Магистраль для перитонеального диализа
1702	288410	Адаптер катетера для перитонеального диализа, одноразового использования
1703	288440	Катетер для перитонеального диализа, для экстренной/постоянной катетеризации
1704	288460	Катетер для перитонеального диализа, для постоянной катетеризации
1705	288480	Система перитонеального диализа

1706	288610	Серотонин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1707	288660	Бульон с триптофаном питательная среда ИВД
1708	288770	Шланг системы очищения дыхательных путей от секрета методом высокочастотной осцилляции грудной клетки
1709	288820	Фруктозамин ИВД, калибратор
1710	288830	Фруктозамин ИВД, контрольный материал
1711	288850	Проктоскоп, одноразового использования
1712	289680	Соматостатин ИВД, антитела
1713	289950	Проводник для эндотрахеальной трубки, многоразового использования
1714	289980	Монитор давления в манжете эндотрахеальной трубки
1715	290030	Система оптической когерентной томографии спектральной области офтальмологическая
1716	290130	Устройство для проведения сердечно-легочной реанимации, с питанием от сети
1717	290210	Протез кисти руки электрический
1718	290300	Протез плеча электрический
1719	290400	Соединительный кабель электрического катетера, многоразового использования
1720	290440	Протез локтевого сустава электрический
1721	290600	Clostridium difficile антиген ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический
1722	290860	Clostridium tetani антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1723	290990	Clostridium difficile нуклеиновая кислота ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот
1724	291110	Clostridium tetani антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, реагент
1725	291170	Clostridium difficile антиген токсина А ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ
1726	291330	Спектрин ИВД, антитела
1727	291480	Регистратор амбулаторный для электрокардиографического мониторинга
1728	291650	Отведение для электрокардиографии рентгенопрозрачное

1729	291980	Отведение аналитическое для кожи вне линии волос на голове
1730	292110	Система электромеханическая для экстракорпоральной/пневматической ударно-волновой терапии для ортопедии
1731	292220	Система криохирургическая офтальмологическая, электронная
1732	292370	Помпа инсулиновая инфузионная на пластыре, электронная
1733	292490	Электроретинограф
1734	292500	Электрод возвратный электрохирургический, одноразового использования, стерильный
1735	292950	p53 опухолевый белок ИВД, набор, иммуногистохимическая реакция с ферментной меткой
1736	292960	p53 опухолевый белок ИВД, антитела
1737	293010	p63 опухолевый белок ИВД, антитела
1738	293100	Ненасыщенная железосвязывающая способность ИВД, реагент
1739	293200	Электрод для системы коротковолновой диатермической терапии
1740	293240	Повязка для лечения полой раны, антибактериальная
1741	293250	Повязка для лечения полой раны, не антибактериальная
1742	293290	Система реабилитации верхних конечностей интерактивная, без компенсации гравитации
1743	293300	Система реабилитации виртуальная, с механизированной поддержкой, для верхних конечностей
1744	293340	Тележка для морга
1745	293370	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, без добавок
1746	293400	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с антикоагулянтом/антигликолитиком
1747	293420	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с антикоагулянтом
1748	293460	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с лития гепарином и лития йодоацетатом
1749	293480	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с лития гепарином и разделительным гелем
1750	293500	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с К2ЭДТА

1751	293540	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с натрия цитратом
1752	293570	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания
1753	293590	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с натрия гепарином и разделительным гелем
1754	293640	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания/разделительным гелем
1755	293660	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с КЗЭДТА
1756	293710	Пробирка вакуумная для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) ИВД
1757	293760	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с лития гепарином
1758	293880	Одеяло спасательное, многоразового использования
1759	293950	Мешок хирургический для извлечения тканей
1760	293970	Устройство для заливки гистологических образцов ИВД
1761	294000	Экспандер тканевый для кожного порта
1762	294020	Баня водяная для расправления тканевых срезов
1763	294030	Тканезамораживающая/заливочная среда ИВД
1764	294040	Канюля для тканевой инъекции
1765	294060	Шнур питания системы морцелляции тканей
1766	294070	Наконечник системы морцелляции тканей, с питанием от сети
1767	294230	Тканевой активатор плазминогена ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1768	294250	Система обработки тканевых образцов ИВД, полуавтоматическая
1769	294280	Система обработки тканевых образцов ИВД, автоматическая/полуавтоматическая
1770	294290	Камера холодильная для морга
1771	294390	Тканевая трансглутаминаза антитела ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс, клинический
1772	295250	Вирус гриппа А/В общие антитела ИВД, реагент
1773	295330	Вирус гриппа А антитела класса иммуноглобулин М (IgM) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)

1774	295360	Вирус гриппа А/В антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1775	296040	Вирус гриппа А/В антитела класса иммуноглобулин М (IgM) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1776	296250	Вирус гриппа В антитела класса иммуноглобулин М (IgM) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1777	296500	Зажим для каниюли
1778	296580	Зажим сосудистый для анастомоза
1779	296590	Окклюдер сосудистый внепросветный, одноразового использования
1780	296670	Фактор роста сосудистого эндотелия ИВД, антитела
1781	296690	Комплект для введения сосудистого катетера, неимплантируемый
1782	296750	Шпатель сосудистый
1783	296800	Расширитель сосудистый, одноразового использования
1784	296820	Катетер для установки сосудистого стента
1785	296850	Реагент для микробиологического теста на продукцию коагулазы ИВД
1786	296880	Фактор IX свертывания крови ИВД, реагент
1787	297240	Фактор VIII свертывания крови ИВД, набор, хромогенный анализ
1788	297390	Фактор V свертывания крови ИВД, реагент
1789	297520	Фактор IIa свертывания крови (тромбин) ИВД, набор, анализ образования сгустка
1790	297580	Антиген ассоциированный с фактором VIII свертывания крови ИВД, антитела
1791	297780	Фактор XIII свертывания крови ИВД, реагент
1792	297820	Таймер коагуляции ИВД
1793	298590	Вальвулотом
1794	298600	Натрий (Na ⁺) ИВД, набор, ион-селективные электроды
1795	298660	Картридж с карбонатом натрия для очистки системы гемодиализа
1796	298670	Повязка с хлоридом натрия
1797	299550	Фактор некроза опухолей-альфа/фактор некроза опухолей -бета ИВД, реагент
1798	299600	Гликопротеин-72 связанный с опухолью ИВД, антитела

1799	299710	Агар Сабуро с актидионом/хлорамфениколом для культивирования грибов питательная среда ИВД
1800	300040	Повязка противоожоговая из синтетического полимера, покрытая гелем
1801	300370	Маска Вентури лицевая кислородная
1802	300570	Ртуть ИВД, контрольный материал
1803	300600	Классификация групп крови по фенотипам (CcDEe)/ Kell ИВД, набор, реакция агглютинации
1804	300690	Глюкометр для индивидуального использования/использования у постели больного ИВД, питание от батареи
1805	300750	Коагулометр для домашнего использования/использования у постели больного ИВД, питание от батареи
1806	301190	Поливалентные человеческие иммуноглобулины ИВД, контрольный материал
1807	301230	Клапан глазной
1808	301420	Активированное время свертывания крови ИВД, контрольный материал
1809	301460	Активированное время свертывания крови ИВД, реагент
1810	301480	Резистентный к активированному протеину С фактор V (фактор V Лейдена) ИВД, реагент
1811	301540	Термоодеяло хирургическое с самоактивирующейся средой
1812	301570	Активированное частичное тромбопластиновое время ИВД, контрольный материал
1813	301590	Пируват ИВД, реагент
1814	301620	Нативная ДНК антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1815	301670	Кусачки для синовэктомии
1816	302470	Костыль с опорой под локоть
1817	302510	Иммобилизатор локтя
1818	302530	Ортез для локтевого сустава
1819	302650	Протез при вычленении локтевого сустава
1820	302680	Тампон ушной, небиоразлагаемый
1821	302720	Фактор фон Виллебранда: ристоцетин-кофакторная активность ИВД, реагент
1822	302850	Ножницы оториноларингологические для резки проволоки
1823	302860	Осветитель головной, с питанием от сети

1824	302890	Осветитель головной оптоволоконный
1825	303090	Анти-Xg ^a групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
1826	303200	Дигоксин терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, набор, хемилюминесцентный анализ
1827	303210	Дигоксин терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, калибратор
1828	303220	Дигоксин терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, реагент
1829	303370	Агар BiGGY для Candida spp. питательная среда ИВД
1830	304220	Амоксициллин диски для тестирования на чувствительность ИВД
1831	304400	25-гидрокси-витамин D2 ИВД, контрольный материал
1832	304460	17-гидроксипрогестерон ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ
1833	304500	17-гидрокортикоиды ИВД, реагент
1834	304510	17-гидроксипрогестерон ИВД, набор, радиоиммунный анализ (РИА)
1835	304530	25-гидрокси-витамин D3 ИВД, калибратор
1836	305280	Метиленовый синий раствор ИВД
1837	305640	Система для исследования уродинамики
1838	305740	Рабочая станция системы компьютерной томографии
1839	306300	Гранзим В ИВД, антитела
1840	306390	Лизоцим (мурамидаза) ИВД, антитела
1841	309410	Повязка раневая гидрогелевая, антибактериальная
1842	309480	Сетка хирургическая для коррекции опущения тазовых органов, на основе биополимерного композита
1843	309490	Губка гемостатическая компрессионная для наружного применения
1844	310470	Референсный электрод ИВД
1845	310490	Хлоридный (Cl-) электрод ИВД
1846	310510	Калиевый электрод ИВД
1847	310520	Натриевый электрод, ИВД
1848	312260	Электрод для нервно-мышечной передачи
1849	313150	Адаптер эндопротеза головки и ножки бедренной кости
1850	313730	Модем для мониторинга состояния пациента

1851	313990	Датчик/комплект трубок для системы регуляции давления спинномозговой жидкости
1852	314140	Система рентгеновская терапевтическая интраоперационная/постоперационная
1853	314180	Аппликатор сферический для интраоперационной/постоперационной терапевтической рентгеновской системы
1854	314540	Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный высокочастотный с пневмоприводом
1855	315010	Спинально-мышечная атрофия (СМА) ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот
1856	315840	Гибридизация нуклеиновых кислот реагент ИВД
1857	316300	Галактоза-1-фосфат уридилтрансфераза ИВД, набор, ферментный флуоресцентный анализ
1858	316320	Анализатор проводимости пота ИВД, автоматический
1859	317220	Свободный радикал кислорода ИВД, набор, анализ свободных радикалов
1860	317400	Рецептор эпидермального фактора роста генная мутация/экспрессия мРНК ИВД, набор, секвенирование нуклеиновых кислот
1861	317490	Набор для забора образцов с поверхности кожи
1862	317550	Редуктор для баллона с калибровочным газом
1863	317630	Система ирригации прямой кишки/колостомы с электропитанием
1864	317790	Система центрифугирования крови
1865	317970	Коннектор линейный Луер/нестандартизированный по ISO 80369, многоразового использования
1866	318320	Интродьюсер для инсулиновой инфузионной канюли
1867	318350	Нож оториноларингологический для хрящевой ткани
1868	318390	Набор для создания чрескожного доступа для интервенционной радиологии, одноразового использования
1869	318420	Перчатки/рукавицы антибактериальные
1870	318510	Анализатор монооксида азота
1871	318640	Трансплантат сухожилия
1872	318650	Устройство для отделения магнитных частиц ИВД
1873	318860	Испаритель изофлурана/ севофлурана рециркуляционный анестезиологический

1874	318910	Белок S100 ИВД, антитела
1875	318920	Саркогликановый комплекс ИВД, антитела
1876	318930	Фактор XIIIa свертывания крови субъединица профермента ИВД, антитела
1877	318950	Заглушка/заплата для закрытия бедренной артерии, из коллагена
1878	318980	Экзоскелет программируемый, для ходьбы, для домашнего использования
1879	319010	Комплект кровепроводящих трубок для гемодиализа, многоразового использования
1880	319050	Фильтр для системы искусственного кровообращения, для крови/кардиоплегического раствора
1881	319140	Адаптер к флакону для внутривенных вливаний
1882	319260	Нить хирургическая самофиксирующаяся из полигликоната
1883	319290	Система криохирургическая для кардиологии
1884	319660	Множественные иммуносупрессоры терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, контрольный материал
1885	319680	Комплекс тромбоцитарный фактор 4-гепарин антитела ИВД, контрольный материал
1886	320040	Комплекс тромбоцитарный фактор 4-гепарин антитела ИВД, реагент
1887	320150	Гомованилиновая кислота(HVA)/ванилилминдальная кислота (VMA)/5-гидроксииндолуксусная кислота (5HIAA) ИВД, реагент
1888	320160	Множественные катехоламины промежуточные метаболиты ИВД, реагент
1889	320310	Высвобождение гамма-интерферона ИВД, реагент
1890	320350	Диоксид углерода (CO2) ИВД, реагент
1891	320430	Насадка наконечника хирургической системы для костной ткани
1892	320570	Система обработки медицинских изображений
1893	320680	Повязка с пропиткой из дефибринированной бычьей крови, стерильная
1894	321020	Вирус чикунгунья нуклеиновая кислота ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот

1895	321310	Вирус Эпштейна-Барра антитела иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
1896	321320	Вирус Эпштейна-Барр антитела иммуноглобулин M (IgG) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
1897	321330	Вирус Эпштейна-Барр антитела иммуноглобулин G (IgG) к ядерному антигену ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
1898	321390	ВИЧ1 антигены ИВД, набор, иммунофлуоресцентный анализ
1899	321600	Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, электрогидравлические
1900	321630	Средство для удаления медицинского клея с пациента
1901	321650	Повязка с пропиткой из дефибринированной бычьей крови, нестерильная
1902	321670	Клапан биопсийный для эндоскопа, стерильный
1903	321690	Шприц-ручка с фолликулостимулирующим гормоном
1904	321790	Игла для биопсии кости
1905	321840	Протеин S ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ
1906	321920	Средство дезинфицирующее для медицинских инструментов на основе щелочи
1907	321970	Камера увлажнения воздуха для линии вдоха, одноразового использования
1908	322150	Вирус Эпштейна-Барр антитела класса иммуноглобулин M (IgM) к ядерному антигену ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1909	322170	Вирус Эпштейна-Барр антитела иммуноглобулин A (IgA) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1910	322240	Маркер биологический инъекционный
1911	322260	Устройство для открепления сосудистого имплантата, одноразового использования
1912	322270	Повязка на основе гемоглобина
1913	322360	Чашка реверсивного эндопротеза плечевого сустава металлическая
1914	322480	Кейдж для межтелового спондилодеза полимерный
1915	322630	Раствор для системы афереза, для регенерации колонки
1916	322670	Вирус чикунгунья антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)

1917	322680	Вирус чикунгунья антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, реагент
1918	323030	MRSA/MSSA нуклеиновые кислоты ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот
1919	323110	Набор для проведения кислородной терапии, нестерильный
1920	323230	Средство гемостатическое синтетическое пептидное
1921	323420	Редуктор для баллона с медицинским воздухом
1922	323430	Кольцо/пояс для стомы
1923	323500	Спираль для эмболизации сосудов головного мозга
1924	323520	Материал для эмболизации сосудов головного мозга
1925	323690	Аппарат слуховой костной проводимости, носимый на зубах
1926	323800	Повязка пленочная для системы лечения ран отрицательным давлением
1927	323830	Раковый антиген 15-3 (CA15-3) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
1928	323860	Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
1929	323920	Гомоцистеин ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
1930	323930	Эстрадиол ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
1931	324020	Циклоспорин А/циклоспорин терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
1932	324130	Система конусно-лучевой компьютерной томографии, для головы/шеи
1933	324300	Вальпроевая кислота терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ
1934	324340	Баллон с диоксидом углерода для криотерапии перезаправляемый
1935	324350	Видеобронхоскоп гибкий, одноразового использования
1936	324520	Вальпроевая кислота терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
1937	324590	Колпачок дезинфекционный Луер-стандартизированный
1938	324710	Повязка для лечения открытых абдоминальных ран отрицательным давлением

1939	324820	Фиксатор для перитонеального катетера имплантируемый
1940	324850	Катетер для спинномозговой жидкости перитонеальный/атриальный
1941	324890	Окислительный реагент для иммунохемилюминесцентного анализа ИВД
1942	325290	Растворимый рецептор 1 сосудистого эндотелиального фактора роста ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
1943	325310	Растворимый рецептор 1 сосудистого эндотелиального фактора роста ИВД, калибратор
1944	325350	Анализатор иммунофлуоресцентный /спектрофотометрический ИВД, для использования вблизи пациента
1945	325370	Повязка противоожоговая хлопковая, антибактериальная
1946	325380	Общий тестостерон ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
1947	325480	Лучепровод офтальмологической лазерной системы
1948	325610	Повязка для лечения ран ирригацией при отрицательном давлении
1949	325670	Катетер для спинномозговой жидкости атриальный
1950	325750	Множественные виды микроорганизмов связанные с тропическими инфекциями нуклеиновые кислоты ИВД, реагент
1951	325980	Растворимый рецептор 1 сосудистого эндотелиального фактора роста ИВД, набор, иммунофлуоресцентный анализ
1952	326200	Гибридизация нуклеиновых кислот ИВД, зонд
1953	326210	Аппликатор эндоскопических клипс для желудочно-кишечного тракта
1954	326450	Материал перевязочный пленочный проницаемый для жидкости биополимерный
1955	326710	Анти-k (KEL002) групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
1956	326790	Множественные маркеры зрелых лимфоцитов ИВД, набор, сортировка флуоресцентно-активированных клеток/проточная цитометрия
1957	327200	Набор для облучения тромбоцитов
1958	327350	Система внутренней спинальной фиксации с помощью костных винтов, стерильная

1959	327640	Коннектор трубки/маски дыхательного контура, одноразового использования, стерильный
1960	327710	Интактный простат-специфический антиген (iPSA) ИВД, набор, иммунофлуоресцентный анализ
1961	327910	Пробирка для взятия аутологичной крови
1962	327930	Уропрезерватив для пениса/порт при недержании мочи, многоразового использования
1963	327940	Устройство для наложения сосудистого анастомоза, доплеровское
1964	328030	Автоинъектор интерферона стандартный, со сменным картриджем
1965	328090	Стержень для удлинения эндопротеза бедренной/большеберцовой кости, непокрытый
1966	328300	Тренажер механический для центральных частей тела
1967	328340	Отведение для системы глубокой электростимуляции головного мозга
1968	328470	Катетер перитонеальный дренажный
1969	328520	Система для промывания эндодонтическая
1970	328600	Катетер эндоскопический для размещения стента
1971	328710	Повязка глазная
1972	328730	Средство гемостатическое на основе жирных кислот
1973	328840	Раствор для гемодиализа
1974	329240	Катетер аспирационный гемостатический внутриматочный
1975	329320	Лезвие троакара лапароскопическое, одноразового использования
1976	329330	Диспенсер прокладок
1977	329340	Литий терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, набор, спектрофотометрический анализ
1978	329400	Катетер спинальный для люмбоперитонеального шунта
1979	329540	Капиллярная трубка для сбора капиллярной крови ИВД, с литий гепарином
1980	329550	Капиллярная трубка для сбора капиллярной крови ИВД, с натрий гепарином
1981	329590	Спирометр-монитор, механический
1982	329880	Катетер для доставки отведения электрокардиостимулятора/дефибриллятора
1983	329910	Мочеприемник носимый для пениса

1984	330010	Дорожка беговая с пневматической поддержкой
1985	330070	Камера морозильная лабораторная контактная быстрой заморозки
1986	330250	Гильза для удлинения эндопротеза бедренной/большеберцовой кости, покрытая
1987	330260	Гильза для удлинения эндопротеза бедренной/большеберцовой кости, непокрытая
1988	330290	Плоскоклеточный рак антиген ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
1989	330790	Бандаж при ингвинальной грыже для взрослых, многоразового использования
1990	330810	Гель для эндоскопического удаления полипов
1991	330920	Имплантат для регенерации хрящевой ткани, не биологического происхождения
1992	331100	Комплект для искусственной вентиляции легких СРАР подключаемый, без распылителя
1993	331110	Комплект для искусственной вентиляции легких СРАР подключаемый, с распылителем
1994	331230	Магнит имплантируемый для слухового аппарата костной проводимости с креплением на голове
1995	331240	Держатель слухового аппарата костной проводимости с креплением на голове, многоразового использования
1996	331330	Простыня впитывающая, не антибактериальная, одноразового использования
1997	331710	Метотрексат терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
1998	331780	Электрод электрохирургический эндоскопический аргон-усиленный, одноразового использования
1999	331850	Система тракционная программируемая с электропитанием
2000	331910	Канюля для искусственного кровообращения педиатрическая
2001	331950	Ример ортопедический для резекции кости, одноразового использования
2002	331990	Держатель/электрод эндоскопический электрохирургический, биполярный, одноразового использования восстановленный
2003	332010	Электрод электрохирургический эндоскопический, биполярный, одноразового использования

2004	332450	Держатель/электрод электрохирургический для открытых операций, биполярный, одноразового использования восстановленный
2005	332550	Шайба прокладочная ортопедическая, стерильная
2006	332570	Скоба костная ортопедическая, нерегулируемая
2007	332650	Трубка дыхательная для забора проб газа/мониторинга, одноразового использования, стерильная
2008	332690	Теofilлин терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ
2009	332700	Циклоспорин А/циклоспорин терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
2010	332890	Стент-графт эндоваскулярный венозный
2011	333000	Шило для хирургической сетки/имплантата
2012	333210	Зонд чрескожный для радиочастотной абляции, для абляции опухолей, монополярный
2013	333280	Канюля для лапароскопического доступа, одноразового использования восстановленная
2014	333310	Щипцы эндоскопические жесткие для манипуляций с тканями, одноразового использования
2015	333420	Кольцо фиксирующее для вкладыша ацетабулярного компонента
2016	333510	Трубка дыхательная для патрубков вдоха/выдоха, многократного использования
2017	333520	Система индикации паровой стерилизации
2018	333690	Аллерген-специфические антитела класса иммуноглобулин Е (IgE) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
2019	334100	Комплект компонентов для системы гемодиализа/геофилтрации
2020	334260	Множественные ортопоксвирусы антигены ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
2021	334310	Капсула диагностическая для проверки проходимости желудочно-кишечного тракта
2022	334480	Ортез для голени
2023	334660	Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый однокамерный, МРТ совместимый
2024	334670	Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый двухкамерный, МРТ совместимый

2025	334680	Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый трехкамерный (бивентрикулярный), МРТ совместимый
2026	334710	Адреналин (эпинефрин) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
2027	334740	Множественные катехоламины ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
2028	334750	Множественные катехоламины промежуточные метаболиты ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
2029	334790	Общий эстриол ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
2030	334800	Трансформирующий фактор роста бета ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
2031	334810	Остеокальцин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
2032	334850	Система комплемента компонент C3d ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
2033	334870	Дигидротестостерон ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
2034	334880	Альдостерон ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
2035	334900	Грелин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
2036	334910	Гепсидин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
2037	334930	Гомоцистеин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
2038	334940	Иммунореактивный ренин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
2039	335010	Клипса для аневризмы, нестерильная
2040	335220	Система оповещения для слабослышащих адаптационная
2041	335230	Имплантат интрамедуллярный телескопический, нестерильный
2042	335270	Отведение электрокардиостимулятора эндокардиальное, МРТ совместимое
2043	335390	Система инфракрасного позиционирования
2044	335510	Адаптер эндопротеза коленного сустава
2045	335520	Втулка эндопротеза коленного сустава
2046	335570	Инструмент для внесения и уплотнения стоматологических материалов

2047	335880	Saccharomyces cerevisiae антитела класса иммуноглобулин А (IgA)/IgG/IgM ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
2048	335890	Аннексин V антитела класса иммуноглобулин G (IgG)/IgM ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
2049	335970	Фибрин-мономер ИВД, набор, реакция агглютинации
2050	335980	Комплекс тромбоцитарный фактор 4-гепарин антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммунохроматографический анализ
2051	336000	Тромбин-активируемый ингибитор фибринолиза ИВД, набор, хромогенный анализ
2052	336030	Анти-Ха активность фондапаринукса ИВД, контрольный материал
2053	336300	Лактаза, биопсийный материал ИВД, набор
2054	336320	Аппарат для приготовления диализного концентрата
2055	336570	Альдостерон ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
2056	336610	Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, пневматические
2057	337140	CD203 клеточный маркер ИВД, антитела
2058	337640	Микроскоп хирургический стоматологический
2059	337910	Электрод электрохирургический эндоскопический, монополярный, многоразового использования
2060	338210	Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, одноразового использования
2061	338810	Адаптер к штативу для пробирок для прибора/анализатора ИВД
2062	338850	Кнопка для кишечной стомы/уростомы
2063	339500	Множественные аминокислоты/метаболиты карнитина ИВД, набор, жидкостная хроматография/масс-спектрометрический анализ
2064	339690	Модифицированный цитруллинированный виментин антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
2065	339870	Секвенатор нуклеиновых кислот ИВД, секвенирование по Сэнгеру
2066	340420	Белок А плазмы связанный с беременностью ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
2067	340440	Лиганд программируемой смерти клеток 1 (PD-L1) ИВД, антитела

2068	340700	Повязка на кожу полуокклюзионная, не антибактериальная
2069	340750	Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме пинцета, многоразового использования
2070	341910	Ретрактор хирургический абсорбирующий
2071	341980	Фороптер, автоматический
2072	342210	Имплантат для лечения пролапса межпозвоночного диска
2073	342350	Опора для профилактики и коррекции патологических поз, педиатрическая
2074	342380	Вирус Эпштейна-Барр антитела иммуноглобулин G (IgG) к множественным антигенам ИВД, калибратор
2075	342390	Вирус Эпштейна-Барр антитела иммуноглобулин M (IgM) к множественным антигенам ИВД, калибратор
2076	342400	Вирус Эпштейна-Барр антитела иммуноглобулин G (IgG) к множественным антигенам ИВД, контрольный материал
2077	342410	Вирус Эпштейна-Барр антитела иммуноглобулин M (IgM) к множественным антигенам ИВД, контрольный материал
2078	342710	Escherichia coli типирование ИВД, набор, реакция агглютинации
2079	343540	Стент-графт эндоваскулярный для коронарной артерии
2080	343580	Уропрезерватив для пениса/порт при недержании мочи, одноразового использования, стерильный
2081	343670	Нить хирургическая из сополимера пара-диоксанона и ϵ -капролактона
2082	344180	CD63 клеточный маркер ИВД, антитела
2083	344310	Ножницы для перевязочного материала, одноразового использования
2084	344320	Кюретка общего назначения
2085	344490	Цифровой сканер микропрепаратов ИВД
2086	345310	Держатель адаптера катетера для перитонеального диализа/магистрали диализата
2087	346170	Набор для перевязки ран, не содержащий лекарственных средства
2088	346410	Белок ETS-связанного гена (ERG) ИВД, антитела
2089	346660	V-лимфоцит-специфический октамер-связывающий белок 1 ИВД, антитела
2090	346680	CD163 клеточный маркер ИВД, антитела

2091	346690	Аноктамин-1 ИВД, антитела
2092	346830	Напсин А ИВД, антитела
2093	346840	Ост-3/4 белок ИВД, антитела
2094	347100	PMS2 белок ИВД, антитела
2095	347130	Ост-2 белок ИВД, антитела
2096	347190	Мезотелин ИВД, антитела
2097	347300	P21 белок ИВД, антитела
2098	347890	Картридж для маркировки предметных стекол ИВД
2099	348410	Шина с подложкой, одноразового использования, нестерильная
2100	348460	Повязка раневая биоэлектрическая
2101	349390	Антимюллеров гормон ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
2102	349400	Множественные аналиты мочи ИВД, калибратор
2103	349780	Множественные ортопоксвирусы антитела ИВД, реагент
2104	349810	Камера сепарационная для автоматического афереза
2105	350400	Повязка на кожу полуокклюзионная, антибактериальная
2106	351870	Бандаж для таза, многоразового использования
2107	351900	Молекула адгезии эпителиальных клеток (ЕрСАМ) ИВД, антитела
2108	351920	Регистратор медицинских видеоизображений
2109	351940	Комплект для введения инсулина амбулаторный
2110	352050	Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, многоразового использования
2111	353350	Свободный (несвязанный) простат-специфический антиген (fPSA) ИВД, антитела
2112	354200	Повязка противоожоговая из синтетического полимера, без покрытия
2113	354620	Головка шлифовальная стоматологическая, одноразового использования
2114	355100	Повязка раневая глазная, человеческого происхождения
2115	355980	Множественные виды Chlamydia липополисахариды антитела иммуноглобулин А (IgA) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)

2116	355990	Множественные виды <i>Chlamydia</i> липополисахариды антитела иммуноглобулин М (IgM) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
2117	356000	Множественные виды <i>Chlamydia</i> липополисахариды антитела иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
2118	356040	Инструменты к устройству для фиксации сердца, одноразового использования
2119	356050	ВИЧ1/ВИЧ2 антигены/антитела ИВД, набор, иммунофлуоресцентный анализ
2120	356060	Лейкоциты фагоцитарная активность, набор, проточная цитометрия
2121	356090	Шпатель лабораторный
2122	356110	Устройство для приготовления стерильных питательных сред
2123	356180	Загрузочный блок для степлера хирургического, одноразового использования
2124	356300	Колпачок пробирки/сосуда, многоразового использования
2125	356400	Окисленные липопроотеины низкой плотности антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
2126	356410	Множественные виды <i>Salmonella</i> spp. антитела класса иммуноглобулин А (IgA) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
2127	356490	Вирус гепатита А антитела класса IgG/IgM ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ
2128	356580	Окисленные липопроотеины низкой плотности ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
2129	356650	Система получения флуоресцентных изображений в ближнем инфракрасном диапазоне
2130	356720	Множественные аллерген-специфические антитела класса иммуноглобулин Е (IgE) ИВД, набор, иммуноблот
2131	356880	Тропомиозин рецепторной киназы (TRK) белок ИВД, антитела
2132	357080	Nector Battifora mesothelial-1 (NBME-1) антигены ИВД, антитела
2133	357110	Бюстгальтер послеоперационный, антибактериальный
2134	357250	РАХ белки ИВД, антитела
2135	357260	Lewis y антигены ИВД, антитела
2136	357270	Форма для заливки гистологических образцов ИВД, многоразового использования

2137	357350	Вкладыш кассеты гистологической для биопсийного образца ткани ИВД
2138	357360	Подушечка для биопсийного образца для гистологической кассеты для тканей
2139	357670	Глипикан-3 ИВД, антитела
2140	357690	Глюкозный транспортёр (GLUT) ИВД, антитела
2141	357750	Аннексин А1 ИВД, антитела
2142	357760	Фактор транскрипции PU.1 ИВД, антитела
2143	357780	Фактор транскрипции Friend leukaemia integration 1 (FLI-1) ИВД, антитела
2144	357790	Белок INI1 ИВД, антитела
2145	357800	Уроплакин ИВД, антитела
2146	357810	Белок программируемой клеточной смерти 1 (PD-1) ИВД, антитела
2147	357820	Перфорин ИВД, антитела
2148	357850	Белок Oct-4 ИВД, антитела
2149	359140	Аргиназа ИВД, антитела
2150	359550	SOXE белок ИВД, антитела
2151	359640	LMO белок ИВД, антитела
2152	359650	E3 фактор транскрипции (TFE3) ИВД, антитела
2153	359660	Sal-like 4 (SALL4) белок ИВД, антитела
2154	359720	c-MYC протоонкогенный белок ИВД, антитела
2155	359730	Трансдуцин-подобный белок (TLE) ИВД, антитела
2156	359840	GATA фактор транскрипции ИВД, антитела
2157	360040	Набор реагентов для обработки тканей для гистологии ИВД
2158	360200	Сигнальный белок и активатор транскрипции (STAT) ИВД, антитела
2159	363470	Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования
2160	363930	Манифольд для перитонеального диализа, одноразового использования
2161	363990	Инструмент адаптационный для захвата/закручивания, многоразового использования
2162	364150	Комплект с катетером для периферической анестезии, содержащий лекарственные средства
2163	364420	Подушка противопролежневая надувная для сидения, динамическая
2164	364800	Катетер уретральный/чрескожный постоянный для дренажа
2165	364860	Трикотаж компрессионный/сдавливающий трубчатый

2166	364920	Средство для повышения адгезии к предметному стеклу ИВД
2167	365190	Протоонкогенная тирозиновая протеинкиназа ROS (ROS1) ИВД, антитела
2168	365490	Мешок уростомный однокомпонентный, со сливным краном
2169	365590	Набор для периферической внутривенной катетеризации
2170	365720	Чехол непромокаемый для гипсовой повязки/бандажа, многоразового использования
2171	366950	Бандаж для ребер/грудины, многоразового использования
2172	367530	Средство гемостатическое с тромбином, антибактериальное
2173	367540	Средство гемостатическое с тромбином, неантибактериальное
2174	368060	Система протезирования нижней конечности внешняя многошарнирная
2175	368080	Протез тазобедренного сустава внешний гидравлический/пневматический
2176	368090	Протез тазобедренного сустава внешний с механическим сопротивлением
2177	368100	Протез голеностопного сустава внешний с электроприводом
2178	368110	Протез голеностопного сустава внешний электромеханический
2179	368120	Протез голеностопного сустава внешний гидравлический/пневматический
2180	368130	Протез голеностопного сустава внешний с механическим сопротивлением
2181	368140	Протез коленного сустава внешний с электроприводом
2182	368150	Протез коленного сустава внешний электромеханический
2183	368160	Протез коленного сустава внешний с гидравлическим контуром
2184	368170	Протез коленного сустава внешний гидравлический/пневматический
2185	368180	Протез коленного сустава внешний с механическим сопротивлением
2186	369080	Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, одноразового использования
2187	369200	Средство гемостатическое на основе композита из полисахаридов растительного происхождения/неорганических полимеров

2188	369360	Повязка матриксная синтетическая для ран
2189	370420	Множественные ортопоксвирусы антигены ИВД, набор, иммуноанализ с золотой меткой обогащенной серебром
2190	370480	Кровать складная для оснащения медицинских объектов в полевых условиях
2191	370490	Тумбочка складная для оснащения медицинских объектов в полевых условиях
2192	370500	Стол для осмотра/терапевтических процедур складной для оснащения медицинских объектов в полевых условиях
2193	370510	Стол для инструментов складной для оснащения медицинских объектов в полевых условиях
2194	370520	Станок складной для установки носилок с пациентами для оснащения медицинских объектов в полевых условиях
2195	370730	Экзоскелет верхних конечностей для хирурга
2196	372130	Набор для катетеризации периферических артерий, содержащий лекарственные средства
2197	372670	Повязка для регенерации ран неорганическая минеральная
2198	372840	Белок р40 ИВД, антитела
2199	373430	Повязка для незаживающих ран из плаценты/пуповины
2200	373460	Средство гемостатическое хирургическое/антиадгезионный материал
2201	373560	Аппарат слуховой костной проводимости, магнитный имплантат
2202	373570	Аппарат слуховой костной проводимости, носимый на голове
2203	374040	Набор для постоянной уретральной катетеризации, для новорожденных
2204	374050	Катетер уретральный постоянный для дренажа, для новорожденных
2205	374650	Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, пневматический
2206	374880	Доска для разрезания тканей для гистологии/патологии ИВД
2207	375320	Ходунки колесные с ручками, с электропитанием
2208	375950	Комплект для внутривенных вливаний стандартный, инвазивный
2209	376900	Сукцинатдегидрогеназа В (SDHB) ИВД, антитела
2210	377030	Микроскоп световой стандартный ИВД
2211	378410	Протез уха внешний, неимплантируемый

2212	379890	Щиток для глаза прозрачный послеоперационный, вентилируемый
2213	380250	Купальник для поддержки внешнего протеза груди
2214	383980	Ортез для нескольких отделов позвоночника
2215	383990	Ортез для суставов нижней конечности
2216	386440	Ходунки колесные без ручек
2217	388570	Устройство для регулировки сгибания ортеза для голеностопного сустава/стопы